



Zephyr® Genomics Workstation



Mikrobiologiczny system MBASS30



SPE-DEX® 4790 Extractor

**KOMPLEKSOWE
WYPOSAŻENIE
LABORATORIÓW**



Produkty WITKO nagrodzone na targach EUROLAB 2010

SPE-DEX® 4790 Extractor firmy Horizon

- SPE-DEX® 4790 Extractor to w pełni automatyczny system do ekstrakcji ciecz-ciało stałe, dedykowany głównie próbkom wody pitnej i ściekowej
- Został tak zaprojektowany, aby wykonywane analizy były szybkie, dokładne i powtarzalne
- System automatycznie dostarcza wszystkie niezbędne rozpuszczalniki, pobiera badaną próbkę bezpośrednio z oryginalnej butli, przemywa pojemnik z próbką, reguluje filtrację próbek, osusza dyski ekstrakcyjne oraz zbiera eluat
- W porównaniu z ekstrakcją ciecz-ciecz zużycie rozpuszczalników jest mniejsze nawet o 90%, a czas ekstrakcji dla jednej próbki zredukowany do mniej niż 5 minut
- Istnieje również możliwość jednoczesnej pracy nawet do ośmiu połączonych ze sobą modułów
- Dostępny jest również odpowiedni kontroler Envision™, który podłączony do komputera PC z dostępem do dowolnej przeglądarki internetowej umożliwia sterowanie i monitorowanie przebiegu procesu w każdym z modułów osobno m.in. zgodnie z metodami EPA serii 500 (woda pitna), 600 (ścieki)
- Użytkownik może je modyfikować lub konfigurować nowe w zależności od swoich potrzeb
- System jest kompatybilny z dyskami ekstrakcyjnymi o średnicy 47, 50 i 90 mm np. BAKERBOND Speedisk®, OASIS® HLB Disk, 3M - Empore™ Disks, Atlantic SPE Disk



Przedstawiciele naukowci:

Warszawa, Białystok	0663 77 00 72
Warszawa, Lublin, Rzeszów	0661 94 52 36
Łódź, Kielce, Częstochowa	0663 77 00 74
Poznań, Szczecin, Zielona Góra	0661 94 52 31
Wrocław, Katowice, Kraków	0663 77 00 71
Gdańsk, Bydgoszcz, Olsztyn	0663 77 00 75



WITKO Sp. z o.o. / S.WITKO

Al. Piłsudskiego 143
92-332 Łódź

telefon: 42 676 34 35
telefax: 42 676 34 43
e-mail: info@witko.com.pl
web: www.witko.com.pl



partner of the

