



Zephyr® Genomics Workstation



Mikrobiologiczny system MBASS30



SPE-DEX® 4790 Extractor

**KOMPLEKSOWE
WYPOSAŻENIE
LABORATORIÓW**



Produkty WITKO nagrodzone na targach EUROLAB 2010

Mikrobiologiczny system do poboru próbek powietrza MBASS30 firmy Umweltanalytik Holbach.

Kompaktowy system działa w oparciu o trzy różne metody poboru próbek: pobory cząstek do hodowli na szalkach Petriego, poboru próbek mikroorganizmów i cząstek do analizy mikroskopowej oraz poboru cząstek w dużych stężeniach do hodowli za pomocą adaptera na filtry żelowe.

System jest łatwy w obsłudze, wytrzymały i odpowiedni do codziennej pracy

Urządzenie posiada:

- Wzmocnioną obudowę z anodyzowanego aluminium
- Membranową klawiaturę z 4 przyciskami i czytelny cyfrowy wyświetlacz LCD
- Zamknięty obieg powietrza wewnątrz urządzenia
- Baterię, która starcza na pobór ponad 14000 L powietrza wraz z ładowarką do baterii z adapterem do różnych wtyczek

Dodatkowe funkcje to:

- Elektroniczna kontrola przepływu powietrza
- Programowalny czas startu (1 s do 60 min)
- Alarm dźwiękowy i sygnał zakończenia poboru próbki oraz logger danych (do maks. 1000 próbek)
- Możliwość zdalnego sterowania urządzenia

Umweltanalytik
Holbach GmbH



Przedstawiciele naukowci:

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Warszawa, Białystok | 0663 77 00 72 |
| Warszawa, Lublin, Rzeszów | 0661 94 52 36 |
| Łódź, Kielce, Częstochowa | 0663 77 00 74 |
| Poznań, Szczecin, Zielona Góra | 0661 94 52 31 |
| Wrocław, Katowice, Kraków | 0663 77 00 71 |
| Gdańsk, Bydgoszcz, Olsztyn | 0663 77 00 75 |



WITKO Sp. z o.o. / S.WITKO

Al. Piłsudskiego 143
92-332 Łódź

telefon: 42 676 34 35
telefax: 42 676 34 43
e-mail: info@witko.com.pl
web: www.witko.com.pl



partner of the

LLG
Lab Logistics Group