




Oferta specjalna 18/2016

Pipety Acura® manual to wykonane z najwyższej jakości materiałów, precyzyjne pipety o wyjątkowej, przyjaznej użytkownikowi ergonomii. Dostępne w uniwersalnej wersji klasycznej - model 825 lub w wersji dedykowanej do długotrwałego pipetowania 826 XS. Obie linie oferują znacznie więcej niż tylko doskonale wyniki pipetowania.



Acura® manual 825

Zalety pipet Acura® manual 825 / 826 XS

- Łatwa i wiarygodna regulacja pojemności
 - Doskonale dopasowanie do dłoni, pewna kontrola jedną ręką
 - Precyzyjne, cyfrowe wskazanie pojemności widoczne cały czas
 - Regulowany wyrzutnik końcówek* Justip™ pasujący do większości końcówek
 - System kalibracji przez użytkownika Swift-set*
 - Odporność na wstrząsy, promieniowanie UV oraz autoklawowanie
 - Certyfikat CE IVD 98/79 EEC
- * opatentowany przez Socorex

Zestaw Triopack zawiera: 3 pipety, próbki końcówek Qualitips®, smar, certyfikaty kontroli jakości i instrukcję obsługi.

| Pakiet | Zawiera (modele pipet) o objętości | | | Nr kat. | Cena* PLN |
|--------|------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------|-----------|
| C | 2 µL (0.1 - 2) | 10 µL (0.5 - 10) | 50 µL (5 - 50) | 9.411 620 | 1951,00 |
| J | 2 µL (0.1 - 2) | 20 µL (2 - 20) | 200 µL (20 - 200) | 9.411 621 | 1911,00 |
| M | 10Y µL (1 - 10) | 50 µL (5 - 50) | 200 µL (20 - 200) | 9.411 622 | 1872,00 |
| O | 10 µL (0.5 - 10) | 100 µL (10 - 100) | 1000 µL (100 - 1000) | 9.411 628 | 1911,00 |
| P | 10Y µL (1 - 10) | 100 µL (10 - 100) | 1000 µL (100 - 1000) | 9.411 623 | 1872,00 |
| S | 20 µL (2 - 20) | 200 µL (20 - 200) | 1000 µL (100 - 1000) | 9.411 624 | 1872,00 |
| T | 50 µL (5 - 50) | 200 µL (20 - 200) | 1000 µL (100 - 1000) | 9.411 625 | 1872,00 |
| V | 100 µL (10 - 100) | 1000 µL (100 - 1000) | 5 mL (0,5 - 5) | 9.411 626 | 1933,00 |
| Y | 1000 µL (100 - 1000) | 5 mL (0,5 - 5) | 10 mL (1 - 10) | 9.411 627 | 1994,00 |



Acura® manual 826 XS

Dodatkowe zalety w porównaniu z serią 825

- Doskonały, ergonomiczny kształt i stosunek wymiarów
- Nowe sprężyny i uszczelki zapewniające wyjątkowo płynne działanie (pierwszy opór ≤ 1,6 N / ≤ 2,8 N, drugi opór ≤ 9,3 N / ≤ 11,5 N)
- Zredukowany ciężar - lżejsze od pipet wiodących producentów (od 84 g do 88 g w zależności od pojemności pipety)
- Zwiększona precyzja prowadzenia pipety, krótki, wąski trzonek
- Stożkowy, krótki koniec ułatwia pracę z mikropróbówkami

Zestaw TwiXS zawiera: 2 pipety, uchwyt na 2 pipety, próbki końcówek Qualitips®, smar silikonowy, certyfikaty kontroli jakości i instrukcję obsługi.

| Pakiet | Zawiera (modele pipet) o objętości | | Nr kat. | Cena* PLN |
|--------|------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|
| E | 2 µL (0.1 - 2) | 20 µL (2 - 20) | 9.411 650 | 1458,00 |
| G | 10 µL (0.5 - 10) | 100 µL (10 - 100) | 9.411 651 | 1458,00 |
| H | 20 µL (2 - 20) | 200 µL (20 - 200) | 9.411 654 | 1408,00 |
| K | 50 µL (5 - 50) | 200 µL (20 - 200) | 9.411 652 | 1408,00 |
| N | 100 µL (10 - 100) | 1000 µL (100 - 1000) | 9.411 653 | 1408,00 |
| Q | 200 µL (20 - 200) | 1000 µL (100 - 1000) | 9.411 655 | 1408,00 |



WITKO Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 143
92-332 Łódź

telefon: 42 676 34 35
telefax: 42 676 34 43
e-mail: info@witko.com.pl
web: www.witko.com.pl

*Promocja do dnia 15.02.2017. Rabaty nie sumują się oraz nie dotyczą cen specjalnych, ofert specjalnych lub innych promocji ogłaszanych przez WITKO. Wszystkie podane ceny są cenami netto. Do cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT. Ceny obliczono przy kursie średnim NBP 4,43 zł/EUR. W przypadku zmiany kursu o więcej niż 5% zastrzegamy sobie możliwość proporcjonalnej zmiany cen. Przy zamówieniach powyżej 2000 PLN netto koszt dostawy do klienta zawarty w cenie. Zastrzegamy możliwość wycofania produktów z oferty. Urządzenia prezentowane na zdjęciach mogą się różnić w zależności od wybranych opcji. Przy składaniu zamówienia prosimy powołać się na numer oferty.