

KOMPLEKSOWE
WYPOSAŻENIE
LABORATORIÓW



LABORTOPS

Oferta ważna do 15.04.2017



EXTRA

Nowe produkty

Zestawy do poboru prób SteriPlast Kit, sterylne



SteriPlast Kit to zestawy do pobierania prób, w których czystość i sterylność odgrywają kluczową rolę. Wszystkie elementy sterylizowane są promieniami gamma i nadają się do pracy z żywnością. Szufelki oraz szpatułki produkowane są w pomieszczeniach typu cleanroom i pakowane są indywidualnie. Worki na próbki SteriBag Premium wyposażone są w systemy wskazujący otwarcie oraz uszczelniający (wodoszczelność). Unikalny kod umieszczony bezpośrednio na worku oraz zrywalnym pasku umożliwia łatwą dokumentację i śledzenie próbek.

Dostawa obejmuje: 10 szufelek SteriPlast® o poj. 50 mL lub szpatulek o dł. 150 mm i 10 worków SteriBag Premium o poj. 300 mL.



-12%

Typ	Op.	Nr kat.	Cena	Cena*
Zestaw SteriPlast Kit (szufelki i worki)	1	6.283 732	133,20 124,52	117,22
Zestaw SteriPlast Kit (szpatułki i worki)	1	6.283 733	124,52	109,62

Nowości Bürkle

Łyżeczko-szpatułka LaboPlast®/SteriPlast®,PS

Łyżeczko-szpatułka o poj. łyżeczki 0,5 mL i szer. szpatułka 17 mm. Znajdują wiele zastosowań w laboratoriach oraz w terenie: pobieranie prób, odmierzanie, przenoszenie małych ilości płynów i proszków, skrobanie, ugniatanie i mieszanie. Zaprojektowane do jednorazowego wykorzystywania są odporne na wiele odczynników chemicznych i korozję. Dostarczane w dużych opakowaniach zbiorczych lub pakowane indywidualnie i sterylizowane promieniami gamma.

- Produkowane i pakowane w pomieszczeniach cleanroom klasy 7
- Spełniają wymagania EU i FDA w zakresie pracy z żywnością
- SteriPlast® są pakowane indywidualnie i sterylizowane promieniami gamma

NEW



-12%

Di.	Opis	Op.	Nr kat.	Cena	Cena*
mm				PLN	PLN
178	Duże opakowanie, LaboPlast®	100	6.284 543	84,81	74,63
178	Pakowane indywidualnie, SteriPlast®	100	6.284 544	206,74	181,93

NEW



-12%

Di.	Opis	Op.	Nr kat.	Cena	Cena*
mm				PLN	PLN
180	Duże opakowanie, LaboPlast®	100	6.284 545	84,81	74,63
180	Pakowane indywidualnie, SteriPlast®	100	6.284 546	206,74	181,93

Szpatułka dwustronna LaboPlast®/SteriPlast®,PS

Szpatułka dwustronna z zaokrąglonymi końcami (szerszy koniec 1 mL, węższy 0,25 mL). Doskonale do pobierania prób, dozowania, przenoszenia małych ilości odczynników, proszków, granulatu, past, kremów i płynów. Dostarczane w dużych opakowaniach zbiorczych lub pakowane indywidualnie i sterylizowane promieniami gamma.

- Produkowane i pakowane w pomieszczeniach cleanroom klasy 7
- Spełniają wymagania EU i FDA w zakresie pracy z żywnością
- SteriPlast® są pakowane indywidualnie i sterylizowane promieniami gamma

Skrobaki LaboPlast®/SteriPlast®, PS

Sztywne i wygodne skrobaki wykonane z PS są produkowane zgodnie w pomieszczeniach cleanroom klasy 7 (10.000) i są indywidualnie pakowane. Poza skrobaniem doskonale nadają się do wygładzania, czyszczenia i usuwania pozostałości z płaskich powierzchni. Produkty SteriPlast® są dodatkowo sterylizowane promieniami gamma.


NEW



-12%

Typ	Di.	Szer.	Opis	Op.	Nr kat.	Cena	Cena*
	mm	mm				PLN	PLN
LaboPlast®	200	80	Niesterylne	10	6.284 547	70,19	61,77
SteriPlast®	200	80	Sterylnie	10	6.284 548	76,18	67,04

Worki na próbki SteriBag Premium, z systemem wskazującym otwarcie



Worki na próbki SteriBag Premium w sposób unikalny łączą bezpieczeństwo, szczelność, sterylność oraz mechanizm gwarancyjny wskazujący otwarcie worka. Po pobraniu próbka może bezpośrednio zostać przeniesiona do worka, który zachowuje pełną wodoszczelność. Podczas próby otwarcia pojawia się hasło "STOP" w czytelny sposób widoczne na worku. Zarówno na worku jak i na odrywającym polu opisowym jest umieszczony unikalny kod umożliwiający dołączenie do dokumentacji i śledzenie próbki.

SteriBag Premium sprawdzają się w wielu wymagających aplikacjach, w przemyśle: spożywczym farmaceutycznym, medycznym, biotechnologicznym oraz w pomieszczeniach typu cleanroom.

- Sterylizowane promieniami gamma (10⁶)
- Zintegrowany system wskazujący otwarcie
- Unikalne identyfikatory numeryczne umożliwiające śledzenie
- Odpowiednie do pracy z żywnością



-12%

Poj. robocza	Szer.	Dł.	Op.	Nr kat.	Cena	Cena*
mL	mm	mm			PLN	PLN
300	145	200	100	9.404.126	691,56	599,80

LaborTops 3/2017

*Promocja do dnia 15.04.2017. Rabaty nie sumują się oraz nie dotyczą cen specjalnych, ofert specjalnych lub innych promocji ogłaszanych przez WITKO. Wszystkie podane ceny są cenami netto. Do cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT. Ceny obliczono przy kursie średnim NBP 4,43 PLN/EUR. W przypadku zmiany kursu o więcej niż 5% zastrzegamy sobie możliwość proporcjonalnej zmiany cen. Przy zamówieniach powyżej 2000 PLN netto koszty dostawy do klienta są w kalkulowane w cenę dostarczanego towaru. Zastrzegamy możliwość wycofania produktów z oferty. Urządzenia prezentowane na zdjęciach mogą się różnić w zależności od wybranych opcji. Przy składaniu zamówienia prosimy powołać się na numer oferty. W przypadku dużego zainteresowania mogą wystąpić chwilowe opóźnienia w dostawie towaru.



WITKO Sp. z o.o.
Al. Piłsudskiego 143
92-332 Łódź

telefon: 42 676 34 35
telefax: 42 676 34 43
e-mail: info@witko.com.pl
web: www.witko.com.pl

partner of the



LABORTOPS

Jednorazowe próbniki DispoLadle LaboPlast®/SteriPlast®, PE-HD



Próbniki DispoLadle są przeznaczone do jednorazowego użytku. Umieszczona na końcu próbnika zlewka probiercza posiada naniesioną skalę co 10 mL aż do poj. 200 mL. Ergonomiczna rękojeść na kiju i wylew umieszczony po obu stronach zlewki zapewniają łatwe i wygodne użytkowanie osobom prawo i leworęcznym.

- Ergonomiczny uchwyt
- Produkowane w warunkach cleanroom
- Pakowane indywidualnie
- Dostępne także w wersji sterylnej (p. gamma)



-12%

Poj.	Dł.	Opis	Op.	Nr kat.	Cena	Cena*
mL	mm				PLN	PLN
200	500	Standardowe	20	6.284 537	387,14	340,68
200	500	Sterylnie	20	6.284 538	494,04	435,55
200	1000	Standardowe	20	6.284 539	473,38	416,57
200	1000	Sterylnie	20	6.284 540	659,76	580,60