



Oferta Specjalna

Nr 8/2018

ważna do 30.06.2018



## Naczynka filtracyjne SEPARA™

Jednorazowe naczynka z filtrem GVS Life Sciences, pozwalające zaoszczędzić czas i pieniądze związane z procesem filtracji próbek przeznaczonych do analiz chromatograficznych. Proces przebiega jednoetapowo, jest wydajny i szybki. Zwykłe wciśnięcie górnego elementu zapewnia łatwe użytkowanie.

### Cechy i zalety

- Natychmiastowe przygotowanie próbki
- Filtracja z wykorzystaniem tłoka umieszczonego w naczynku jest jednoetapowa i zmniejsza utratę próbki
- Po przefiltrowaniu próbka jest gotowa do użycia w autosamplerze
- Kapsel z otworem zapewnia łatwy i czysty transfer próbki
- Kompatybilne z większością standardowych autosamplery

### Aplikacje

#### PTFE

- Filtracja mocnych kwasów i roztworów agresywnych chemicznie

#### NYLON

- Klarowanie roztworów wodnych i na bazie rozpuszczalników organicznych
- Przygotowanie próbek analitycznych, UHPLC
- Chromatografia

#### Regenerowana celuloza

- Klarowanie roztworów wodnych i na bazie rozpuszczalników organicznych
- Przygotowanie próbek analitycznych, UHPLC
- Chromatografia
- Klarowanie
- Chemia białek



### Specyfikacja

Wymiary: 12 mm śred.x33 mm wys.

Materiał: Polipropylen, membrana, PTFE  
i tworzywo silikonowe

Pojemność filtracyjna: 0,48 mL

Szacowana siła wymagana do filtracji: 8 psi (0,6 bar)

Maks. temp. pracy: 50°C

Nr kat.	Nazwa	Ilość szt. w opakowaniu	Cena netto za opak. po rabacie
1221275	Naczynka filtracyjne SEPARA, 32 mm, PTFE, 0,22 µm	100 szt.	<b>643,95</b>
1221280	Naczynka filtracyjne SEPARA, 32 mm, PTFE, 0,45 µm	100 szt.	<b>643,95</b>
1221274	Naczynka filtracyjne SEPARA, 32 mm, Nylon, 0,22 µm	100 szt.	<b>643,95</b>
1221279	Naczynka filtracyjne SEPARA, 32 mm, Nylon, 0,45 µm	100 szt.	<b>643,95</b>
1221276	Naczynka filtracyjne SEPARA, 32 mm, RC, 0,22 µm	100 szt.	<b>643,95</b>
1221281	Naczynka filtracyjne SEPARA, 32 mm, RC, 0,45 µm	100 szt.	<b>643,95</b>



**WITKO Sp. z o.o.**

92-332 Łódź, al. Piłsudskiego 143  
tel: 42 676 34 35 / fax: 42 676 34 43  
info@witko.com.pl / www.witko.com.pl

\*Promocja do dnia 30.06.2018. Rabaty nie sumują się oraz nie dotyczą cen specjalnych, ofert specjalnych lub innych promocji ogłaszanych przez WITKO. Wszystkie podane ceny są cenami netto. Do cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT. Ceny obliczono przy kursie średnim NBP 4,2024 zł/EUR. W przypadku zmiany kursu o więcej niż 5% zastrzegamy sobie możliwość proporcjonalnej zmiany cen. Przy zamówieniach powyżej 2000 PLN netto koszty dostawy do klienta są wliczone w cenę dostarczanego towaru. Zastrzegamy możliwość wycofania produktów z oferty. Przy składaniu zamówienia prosimy powołać się na numer oferty.