



Oferta Specjalna

Nr 27/2018

ważna do 30.06.2018

Rabaty
do 60%



Odczynniki do LC-MS

Odczynniki marki chemsolve® spełniają jednocześnie wysokie wymagania analizy HPLC oraz specyficzne wymogi spektrometrii mas. Charakteryzują się niską wartością pozostałości po odparowaniu oraz niskim poziomem zanieczyszczeń organicznych oraz jonów. Zanieczyszczenia śladowe metali to maks. po 50 ppb każdego z pierwiastków: Al, Ca, Fe, K, Mg, Na (z wyjątkiem wody nr kat. 1205). Największa wartość pików mas w przeliczeniu na rezerpinę dla tej grupy odczynników wynosi 100 ppb (z wyjątkiem octanu etylu nr kat. 1202). Etykiety oraz certyfikaty analiz w języku polskim.



Nr katalogowy	Opis towaru	Op.	Min. ilość w zamówieniu	Cena* za 1 butelkę w kartonie PLN
1201.2500	Acetonitryl do LC-MS (min. 99,95%)	2,5 L	4	241,53
1203.2500	Metanol do LC-MS (min. 99,95%)	2,5 L	4	88,27
1205.2500	Woda do LC-MS	2,5 L	4	71,78
1204.2500	2-Propanol do LC-MS (min. 99,95%)	2,5 L	4	127,07
1206.2500	Kwas mrówkowy 0,1% w wodzie do LC-MS	2,5 L	4	160,70
1207.2500	Kwas mrówkowy 0,1% w acetonitrylu do LC-MS	2,5 L	4	513,00



S.WITKO Sp. z o.o.

92-332 Łódź, al. Piłsudskiego 143

tel: 42 676 34 35 / fax: 42 676 34 43

info@witko.com.pl / www.witko.com.pl

*Ceny netto po rabacie. Promocja do dnia 30.06.2018. Rabaty nie sumują się oraz nie dotyczą cen specjalnych, ofert specjalnych lub innych promocji ogłaszanych przez S.WITKO. Wszystkie podane ceny są cenami netto. Do cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT. Ceny obliczono przy kursie średnim NBP 4,2953 zł/EUR. W przypadku zmiany kursu o więcej niż 5% zastrzegamy sobie możliwość proporcjonalnej zmiany cen. Przy zamówieniach powyżej 2000 PLN netto koszty dostawy do klienta są wliczone w cenę dostarczanego towaru. Zastrzegamy możliwość wycofania produktów z oferty. Przy składaniu zamówienia prosimy powołać się na numer oferty.