



Oferta Specjalna

Nr 29/2018

ważna do 30.06.2018



Rozpuszczalniki do analizy pozostałości organicznych

Wysokiej jakości rozpuszczalniki dedykowane analizie pozostałości organicznych. Charakteryzują się bardzo wysoką czystością i niską zawartością substancji lotnych.

Bardzo niski poziom zanieczyszczeń organicznych potwierdzony jest testami:

GC-ECD: pojedynczy pik (Lindan): (czas retencji od trichlorobenzenu do mireksu) ≤ 3 ng/L

GC-NPD: Pojedynczy pik (Etylparation): (czas retencji od atrazyny do kumfosu) ≤ 3 ng/L

Etykiety oraz certyfikaty analiz w języku polskim.

Nr katalogowy	Opis towaru	Op.	Min. ilość butelek w kart.	Cena* za 1 butelkę w kartonie PLN
1301.2500	Aceton do organicznej analizy śladowej, do GC (min. 99,8%)	2,5 L	4	51,70
1302.2500	Cykloheksan do organicznej analizy śladowej, do GC (min. 99,8%)	2,5 L	4	209,00
1303.2500	Dichlorometan do organicznej analizy śladowej, do GC (min. 99,9% (stab.))	2,5 L	4	144,00
1304.2500	Eter naftowy do organicznej analizy śladowej, do GC (Temp. wrzenia 35–60°C)	2,5 L	4	149,90
1305.2500	Etylu octan do organicznej analizy śladowej, do GC (min. 99,8%)	2,5 L	4	156,00
1307.2500	Metanol do organicznej analizy śladowej, do GC (min. 99,90%)	2,5 L	4	62,10
1306.2500	n-Heksan do organicznej analizy śladowej, do GC (min. 95,0%)	2,5 L	4	128,80
1308.2500	Toluen do organicznej analizy śladowej, do GC (min. 99,8%)	2,5 L	4	170,10



S.WITKO

92-332 Łódź, al. Piłsudskiego 143

tel: 42 676 34 35 / fax: 42 676 34 43

info@witko.com.pl / www.witko.com.pl

*Ceny netto po rabacie. Promocja do dnia 30.06.2018. Rabaty nie sumują się oraz nie dotyczą cen specjalnych, ofert specjalnych lub innych promocji ogłaszanych przez S.WITKO. Wszystkie podane ceny są cenami netto. Do cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT. Ceny obliczono przy kursie średnim NBP 4,2953 zł/EUR. W przypadku zmiany kursu o więcej niż 5% zastrzegamy sobie możliwość proporcjonalnej zmiany cen. Przy zamówieniach powyżej 2000 PLN netto koszty dostawy do klienta są wliczone w cenę dostarczanego towaru. Zastrzegamy możliwość wycofania produktów z oferty. Przy składaniu zamówienia prosimy powołać się na numer oferty.