



TWOJE LABORATORIUM
NASZE ROZWIĄZANIA



EXTRA

Bürkle

LABORTOPS

Oferta ważna do 31.03.2020

Szufelki do próbek DispoLadle, HDPE



Szufelki DispoLadle są specjalnie zaprojektowane do jednorazowego użytku. Wyskalowane szufelki z wytłoczeniem mogą służyć do odmierzenia. Pokazują zawartość w porcjach od 10 mL do 200 mL. Ergonomiczna rączka i wylew po obu stronach do pracy prawą lub lewą ręką sprawiają, że obsługa jest prosta i łatwa.

- Produkowane w warunkach cleanroom
- Pakowane indywidualnie
- Sterylizowane promieniowaniem gamma

-10%

Opis	Poj.	Dł.	Op.	Nr kat.	Cena	Cena*
	mL	mm			PLN	PLN
Sterylna	200	500	20	6.284 538	536,33	483,00
Sterylna	200	1000	20	6.284 540	714,78	643,00

Próbniki DispoDipper SteriPlast®, PP, niebieskie przezroczyste



Próbniki wyprodukowane w warunkach cleanroom, specjalnie zaprojektowane do użytku jednorazowego. Kolor próbników pozwala na stosowanie przy żywności, paszach dla zwierząt lub w farmacji. Po pobraniu próbki, próbnik można szczelnie zamknąć. Wyprodukowane jako jeden element, mogą służyć do pobierania próbek i jednocześnie do ich transportu. Wszystko to stanowi zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami krzyżowymi i zniszczeniem próbki, ograniczając ich ryzyko do minimum. Przystępując do pobierania próbki należy odciąć osłonę we wcześniej określonym punkcie zerwania, następnie pobrać próbkę i szczelnie zamknąć próbnik. Po pobraniu próbki uchwyt można odciąć w punkcie przełamaniowym. Ułatwia to transport próbek oraz pozwala zaoszczędzić miejsce.

- Pakowane indywidualnie oraz sterylizowane promieniowaniem gamma
- Produkcja i pakowanie zgodnie z warunkami cleanroom klasy 7 (10.000)
- Zgodne z wymogami UE dotyczącymi żywności i przepisami FDA

-10%

Opis	Poj.	Śred.	Wys.	Dł. całkow.	Op.	Nr kat.	Cena	Cena*
	mL	mm	mm	mm			PLN	PLN
SteriPlast®	50	40	98	417	20	6.290 525	121,03	109,00
SteriPlast®	100	53	98	420	20	4.662 231	171,77	155,00
SteriPlast®	250	71	117	432	20	4.662 233	194,78	175,00

Pipety probiercze, jednorazowe, DispoSampler, HDPE



MultiDispo



PowderDispo



DispoLance

W wielu sytuacjach konieczne jest szybkie pobieranie zanieczyszczonych próbek. Pipety Dispo idealnie nadają się do tego celu. Indywidualnie pakowane, zawsze gotowe do użytku. Sterylizacja prom. gamma.

MultiDispo: do sypkiego proszku i i drobnoziarnistego granulatu.

Opróżnianie za pomocą uchwytu.

ZoneDispo: do sypkiego proszku i drobnoziarnistego granulatu. Możliwość transportu razem z napełnieniem.

TargetDispo: do poboru prób punktowych proszków i granulatów.

PowderDispo: do poboru prób przekrojowych materiałów sproszkowanych lub lekko lepkich.

DispoPicker: do poboru prób przekrojowych materiałów sproszkowanych i drobnoziarnistych produktów sypkich. Z zamkniętą końcówką.

DispoLance: do bezpośredniego pobierania i wsypywania proszku i drobnoziarnistego granulatu.

MicroDispo: do sypkiego proszku i drobnoziarnistych materiałów sypkich.

-10%

Typ	Sterylny	Poj.	Dł.	Op.	Nr kat.	Cena	Cena*
		mL	mm			PLN	PLN
MultiDispo	+	100	500	20	6.282.440	993,47	894,00
MultiDispo	+	200	1000	20	6.282.442	1.188,74	1.070,00
ZoneDispo	+	100	500	20	6.269.015	903,38	813,00
ZoneDispo	+	200	1000	20	6.282.438	1.079,60	972,00
TargetDispo	+	100	500	20	6.282.444	855,86	770,00
TargetDispo	+	200	1000	20	6.282.446	1.036,53	933,00
PowderDispo	+	60	300	20	6.282.453	523,22	471,00
PowderDispo	+	100	500	20	6.259.428	585,34	527,00
DispoPicker	+	60	300	20	6.282.455	473,47	426,00
DispoPicker	+	100	500	20	6.282.457	525,84	482,00
DispoLance	+		300	20	6.282.459	485,84	437,00
DispoLance	+		500	20	6.282.461	572,96	516,00
MicroDispo	+	10	500	20	9.303.729	705,38	635,00
MicroDispo	+	10	1000	20	9.303.731	926,64	834,00

Pipety probiercze, jednorazowe, DispoSampler, HDPE



W wielu sytuacjach konieczne jest szybkie pobieranie zanieczyszczonych próbek. Pipety Dispo idealnie nadają się do tego celu. Indywidualnie pakowane, zawsze gotowe do użytku. Sterylizacja prom. gamma.

ViscoDispo: do mediów o wysokiej lepkości do maks. 100000 mPas.

LiquiDispo: do cieczy o bardzo niskiej i niskiej lepkości.

DispoPipette: do pobierania przekrojowych i punktowych próbek cieczy. Ergonomiczny uchwyt ułatwia pobieranie próbek przy użyciu rękawic.

DispoTube: do pobierania próbek z płynów w całej warstwie i próbek punktowych.

-10%

Typ	Sterylny	Poj.	Dł.	Op.	Nr kat.	Cena	Cena*
		mL	mm			PLN	PLN
ViscoDispo	+	100	500	20	9.303.733	635,33	572,00
ViscoDispo	+	200	1000	20	9.303.735	834,57	751,00
LiquiDispo	+	100	500	20	9.303.721	635,33	572,00
LiquiDispo	+	200	1000	20	9.303.723	834,57	751,00
DispoPipette	+	100	500	20	7.971.434	423,47	381,00
DispoPipette	+	200	1000	20	6.281.401	523,22	471,00
DispoTube	+	100	500	20	6.282.448	473,47	426,00
DispoTube	+	200	1000	20	6.282.450	581,38	523,00

Szufelki jednorazowe SteriPlast, PS

Idealnie nadają się do pobierania proszków, granulatów i past. Szufelki z przezroczystą pokrywą mogą być zamknięte natychmiast po pobraniu próbek, a próbka może być zabezpieczona przed zanieczyszczeniem.



- Pakowane indywidualnie
- Produkcja, składanie i pakowanie w warunkach cleanroom klasa 7 (oprócz 1000 mL)
- Zgodne z normami dla produktów do kontaktu z żywnością UE oraz z wytycznymi FDA

-10%

Typ	Sterylny	Poj.	Dł.	Wersja	Materiał	Op.	Nr kat.	Cena	Cena*
		mL	mm					PLN	PLN
SteriPlast®	+	25	141	Bez pokrywki	PS	10	6.265.037	77,22	69,50
SteriPlast®	+	25	142	Z pokrywką	PS	10	6.265.038	117,56	106,00
SteriPlast®	+	50	160	Bez pokrywki	PS	10	6.265.039	79,94	71,90
SteriPlast®	+	50	161	Z pokrywką	PS	10	6.265.040	120,78	109,00
SteriPlast®	+	100	205	Bez pokrywki	PS	10	6.265.041	82,67	74,40
SteriPlast®	+	100	206	Z pokrywką	PS	10	6.265.042	124,25	112,00
SteriPlast®	+	150	216	Bez pokrywki	PS	10	6.265.043	84,65	76,20
SteriPlast®	+	150	218	Z pokrywką	PS	10	6.265.044	127,22	114,00
SteriPlast®	+	250	231	Bez pokrywki	PS	10	6.269.512	103,46	93,10
SteriPlast®	+	250	235	Z pokrywką	PS	10	6.269.513	175,73	158,00
SteriPlast®	+	500	280	Bez pokrywki	PS	10	6.269.514	182,66	164,00
SteriPlast®	+	500	283	Z pokrywką	PS	10	6.269.515	310,61	280,00
SteriPlast®	+	1000	332	Bez pokrywki	PS	10	6.284.542	283,88	255,00

Szpatułki jednorazowe, SteriPlast, PS



Ze względu na długi, ergonomiczny i mocny uchwyt oraz zaostroszony koniec mogą być z łatwością użyte do przebicia papierowych i plastikowych toreb. Są idealne do pobierania próbek proszków, granulatów i past. Dostępne są również z przezroczystą pokrywą, umożliwiającą zamknięcie pobranej próbki w celu zachowania sterylnych, wolnych od zanieczyszczeń warunków.

- Pakowane indywidualnie, sprzedawane w opakowaniach 10 szt.
- Sterylizowane promieniowaniem gamma
- Produkcja, składanie i pakowanie w warunkach cleanroom klasy 7 (10.000)
- Zgodne z normami dla produktów do kontaktu z żywnością EU oraz z wytycznymi FDA

-15%

Typ	Sterylny	Dł.	Gł. zanurzenia	Wersja	Op.	Nr kat.	Cena	Cena*
		mm	mm				PLN	PLN
SteriPlast®	+	263	150	Bez pokrywyki	10	6.265 047	69,80	59,30
SteriPlast®	+	268	150	Z pokrywką	10	6.265 048	104,94	89,20

Szpatułki dwustronne SteriPlast®, PS



Szpatułka o podwójnej łopatkę z zaokrąglonymi końcówkami. Zawartość 1,0 i 0,25 ml, szerokość szpatułki 11 mm z jednej strony i 5,7 mm po drugiej stronie. Łopatkę mikro może być używana do pobierania próbek, przenoszenia lub przetwarzania małych ilości substancji chemicznych, proszków, granulatów, past, kremów lub płynów. Solidna i wygodna centralna rączka ułatwia precyzyjne prace.

- Sterylizowane promieniami gamma
- Produkcja, montaż i opakowanie według cleanroom klasy 7 (10.000)
- Spełnia wymagania przepisów UE w zakresie żywności i przepisów FDA

-15%

Typ	Sterylny	Dł.	Op.	Nr kat.	Cena	Cena*
		mm			PLN	PLN
SteriPlast®	+	180	100	6.284 546	223,99	190,00

Łyżeczki, PS, jednorazowe, SteriPlast®



Idealne do dozowania proszków, granulatów i past.

- Pakowane indywidualnie
- Sterylizowane promieniowaniem gamma
- Produkowane i pakowane w pomieszczeniach cleanroom klasy 7 (10.000)
- Zgodne z wytycznymi spożywczymi EU i FDA

-15%

Typ	Sterylny	Poj.	Dł.	Op.	Nr kat.	Cena	Cena*
		mL	mm			PLN	PLN
SteriPlast®	+	2,5	127	100	6.265 045	170,78	145,00
SteriPlast®	+	10	170	100	6.265 046	181,91	155,00

Łyżeczko-szpatułka SteriPlast® PS



Łyżeczka podwójna o pojemności 0,5 mL i z łopatką o średnicy 17 mm. Łyżeczko-szpatułka ma wiele różnych zastosowań w laboratoriach, jako łyżeczka do próbek, do mierzenia lub przenoszenia małych ilości próbek, jako skrobak lub do mieszania. Zaprojektowana do jednorazowego użytku, odporna na działanie chemikaliów i odporna na korozję. Dostępne w dużych opakowaniach zawierających do 100 sztuk lub pakowane indywidualnie i sterylizowane promieniowaniem gamma.

- Pakowane indywidualnie i sterylizowane promieniami gamma
- Produkcja, montaż i opakowanie według cleanroom klasy 7 (10.000)
- Spełnia wymagania przepisów UE w zakresie żywności i przepisów FDA

-15%

Typ	Sterylny	Dł.	Op.	Nr kat.	Cena	Cena*
		mm			PLN	PLN
SteriPlast®	+	178	100	6.284 544	223,99	190,00

LaborTops 1/2020

*Promocja do dnia 31.03.2020. Rabaty nie sumują się oraz nie dotyczą cen specjalnych, ofert specjalnych lub innych promocji ogłaszanych przez WITKO. Wszystkie podane ceny są cenami netto. Do cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT. Ceny obliczono przy kursie średnim NBP 4,2868 PLN/EUR. W przypadku zmiany kursu o więcej niż 5% zastrzegamy sobie możliwość proporcjonalnej zmiany cen. Przy zamówieniach powyżej 2000 PLN netto koszty dostawy do klienta są wliczone w cenę dostarczanego towaru. Zastrzegamy możliwość wycofania produktów z oferty. Urządzenia prezentowane na zdjęciach mogą się różnić w zależności od wybranych opcji. Przy składaniu zamówienia prosimy powołać się na numer oferty. W przypadku dużego zainteresowania mogą wystąpić chwilowe opóźnienia w dostawie towaru.



WITKO Sp. z o.o.
Al. Piłsudskiego 143
92-332 Łódź

telefon: 42 676 34 35
telefax: 42 676 34 43
e-mail: info@witko.com.pl
web: www.witko.com.pl

partner of the




LABORTOPS



EXTRA
Bürkle

Worki na próbki SteriBag Cleanroom, PE, sterylne



Dla przemysłu spożywczego, paszowego i farmaceutycznego. 25 worków na próbki znajduje się w podwójnym opakowaniu, które można wyjmować jeden po drugim i dlatego nadają się do przeniesienia do pomieszczenia czystego.

- Przezroczyste
- Do jednorazowego użytku
- Sterylne, podwójnie pakowane
- Płynoszczelność
- Wolne od RNaz, DNaz i pirogenów
- Z polem do opisu
- Odpowiednie do stosowania w przemyśle spożywczym

Skrobak SteriPlast®, PS



Wytrzymałe i wygodne skrobaki nadają się do usuwania, wygładzania lub czyszczenia, jak również usuwania pozostałości.

- Pakowane indywidualnie
- Sterylizowane promieniowaniem gamma
- Produkowane i pakowane według cleanroom klasy 7 (10.000)
- Zgodnie z wytycznymi UE dotyczącymi żywności i FDA

-10%

Obj. nominalna	Szer.	Wys.	Op.	Nr kat.	Cena	Cena*
mL	mm	mm			PLN	PLN
800	114	305	500	4.665 343	1.608,75	1.448,00
1650	178	305	250	4.665 344	997,43	898,00

-10%

Typ	Sterylny	Szer.	Dł.	Op.	Nr kat.	Cena	Cena*
		mm	mm			PLN	PLN
SteriPlast®	+	80	200	10	6.284 548	82,67	74,40