

Rozpuszczalniki do HPLC

- Wysoka wartość transmitancji UV - znaleziony pik może być zawsze przypisany próbce, a nie rozpuszczalnikowi
- Niska pozostałość po odparowaniu – gwarantuje uzyskanie czystych frakcji próbki, sprzyja długotrwałemu użytkowaniu kolumn do HPLC i przeciwdziała mechanicznym zakłóceniom w przepływie rozpuszczalnika
- Niska zawartość wody – pozwala na utrzymanie polarności i tym samym zdolności rozdzielczych rozpuszczalników do HPLC w pobliżu wartości idealnych
- Kontrolowany, nie zmienny współczynnik załamania światła – zapewnia bezbłędne funkcjonowanie i wysoką wydajność detektora refraktometrycznego
- Niski poziom fluorescencji – gwarantuje niską wartość tła przy pomiarach fluorymetrycznych
- Etykiety oraz certyfikaty analiz w języku polskim



Rabat do 80 %

Opis	Wielk. Op.	Min. ilość w zam.	Nr kat.	Cena netto 1 op. PLN
Aceton do HPLC (min. 99,8%), chemsolve®	2,5 L	4	1101.2500	90,00
Acetonitryl do HPLC (min. 99,9%), chemsolve®	2,5 L	4	1102.2500	94,00
Acetonitryl gradient grade do HPLC (min. 99,9%), chemsolve®	2,5 L	4	1103.2500	93,00
Acetonitryl ultragradient grade do HPLC (min. 99,9%), chemsolve®	2,5 L	4	1104.2500	120,00
Dichlorometan do HPLC (min. 99,9% (stab.), chemsolve®	2,5 L	4	1105.2500	65,00
Etanol bezwodny do HPLC (min. 99,9%), chemsolve®	2,5 L	4	1106.2500	480,00
Etanol gradient grade do HPLC (min. 99,9%), chemsolve®	2,5 L	4	1115.2500	510,00
Etylu octan do HPLC (min. 99,8%), chemsolve®	2,5 L	4	1107.2500	95,00
n-Heksan do HPLC (min. 95,0%), chemsolve®	2,5 L	4	1108.2500	98,00
n-Heptan do HPLC (min. 99,2%), chemsolve®	2,5 L	4	1109.2500	199,00
Metanol gradient grade do HPLC (min. 99,85%), chemsolve®	2,5 L	4	1110.2500	47,00
Metylowo tert-butyłowy eter do HPLC (min. 99,8%), chemsolve®	2,5 L	4	1111.2500	142,00
2-Propanol do HPLC (min. 99,8%), chemsolve®	2,5 L	4	1112.2500	94,00
Tetrahydrofuran do HPLC (min. 99,9%), chemsolve®	2,5 L	4	1113.2500	182,00
Woda do HPLC, chemsolve®	2,5 L	4	1114.2500	42,00

S.WITKO – Sławomir Witkowski

Odczynniki, Chromatografia, Szkolenia, Serwis
Autoryzowany dystrybutor Avantor Performance Materials (J.T.Baker) w Polsce

92-332 Łódź, al. Piłsudskiego 143
Tel. (42) 676-34-35, Fax (42) 676-34-43
E-mail: info@witko.com.pl, www.witko.com.pl
Zarząd: Małgorzata Witkowska, Sławomir Witkowski

Citibank Handlowy w Warszawie S.A. O/Łódź
Konto PLN nr: 60 1030 1205 0000 0000 5447 9201
Konto EURO nr: 13 1030 1205 0000 0000 5447 9271
NIP: 729-000-08-96, VAT ID: PL 7290000896