

Precyzyjne Dozowanie

10 lat przeciętnego okresu bezawaryjnej eksploatacji oraz 3 lata gwarancji czynią zakup pompy firmy Heidolph opłacalną inwestycją

Bezpieczna, ciągła, nienadzorowana praca: silnik wyłączy się, jeśli pojawi się sytuacja termicznego przegrzania, zabezpieczając przed wypadkiem



Wszystkie modele mają funkcję łagodnego startu, która zabezpiecza przed wyciekami i rozpryskami medium. Prędkość będzie rosła stopniowo dopóki nie osiągnie wartości ustawionej

Wszystkie modele posiadają klasę ochrony IP 55 aby skutecznie chronić przed korozją i spięciami

Wysoka precyzja nawet przy przepływach rzędu 0,005 mL/min

Połączony przewodem opcjonalny włącznik nożny umożliwia sterowanie napędem z zewnątrz zamkniętego dygestorium oraz znacznie ułatwia pracę

W biologii komórkowej należy używać głowicy pompy, która posiada wypukłe rolki i nie ścisną węży tak jak standardowe rolki



MADE IN
GERMANY



www.witko.com.pl
www.heidolph.com

heidolph
research made easy