

Wytrząsanie

w kontrolowanej temperaturze



MADE IN
GERMANY

10 lat przeciętnego okresu bezawaryjnej eksploatacji oraz 3 lata gwarancji
czynią zakup mieszadła firmy Heidolph opłacalną inwestycją

Bezpieczeństwo: wszystkie modele zostały zaprojektowane z nisko położonym środkiem ciężkości, co uniemożliwia przesuwanie się urządzenia przy dużych prędkościach, nawet na wilgotnej powierzchni

Czujnik przekroczenia temperatury wyłączy urządzenie w sytuacji niebezpiecznego przegrzania – szczególnie przydatna funkcja w przypadku nienadzorowanej pracy ciągłej

Wybór pomiędzy różnymi rodzajami wytrząsania, wielkościami orbity, kątami i ładownością pozwala na wybranie właściwego modelu do Państwa specyficznej aplikacji



Możliwość ciągłej kontroli reakcji dzięki przezroczystej, niezachodzącej mgłą obudowie wykonanej z PETG

Natychmiastowy dostęp:
opcjonalny płaszcz inkubatora
można otworzyć natychmiast
i zablokować w każdej pozycji

Izolowany system napędowy, szczególnie przydatny do aplikacji mikrobiologicznych, zabezpiecza przed przegrzaniem pochodzącym z silnika i w konsekwencji przed zniszczeniem próbki



www.witko.com.pl
www.heidolph.com

 **heidolph**
research made easy