

Bezpieczne Grzanie i Mieszanie



MADE IN
GERMANY

10 lat przeciętnego okresu bezawaryjnej eksploatacji oraz 3 lata gwarancji czynią zakup mieszadła firmy Heidolph opłacalną inwestycją

Standardowy interfejs RS 323 w modelach MR Hei-Connect i MR Hei-End umożliwia dokumentację procesu oraz sterowanie komputerem PC. Darmowe oprogramowanie dostępne na stronie producenta

Zwiększona do 800 W moc grzania redukuje czas nagrzewania o 35% w porównaniu z innymi mieszadłami o mocy 600 W

Aluminiowa płyta Kera-Disk® o dużej odporności chemicznej zapewnia szybki transfer ciepła i skraca czas nagrzewania medium

Hermetycznie uszczelniona obudowa zabezpiecza wszystkie mechaniczne i elektroniczne części przed agresywnym środowiskiem

W przypadku awarii funkcji ogrzewania, mieszanie będzie kontynuowane, aby zapobiec samozapłonowi

Czujnik temperatury zawiera dwa niezależne obwody bezpieczeństwa, które automatycznie wyłączają ogrzewanie w przypadku wystąpienia przegrzania

Obwód bezpieczeństwa wyłączy grzanie płyty w przypadku wystąpienia przegrzania. Urządzenie wyłączy się całkowicie w przypadku zwarcia, uszkodzenia czujnika temperatury lub innych awarii w czasie pracy

Uszkodzenie mieszadła jest absolutnie wykluczone, nawet przy ekspozycji na najwyższe temperatury – wszystkie modele posiadają ognioodporną obudowę z odlewu aluminiowego

Oddzielny wyłącznik grzania zabezpiecza przed przegrzaniem – przycisk jest podświetlony w celu wizualnej kontroli. Dodatkowo wskaźnik wysokiej temperatury zapobiega potencjalnemu zagrożeniu oparzeniem



www.witko.com.pl
www.heidolph.com

heidolph
research made easy