

Inteligentna Destylacja



MADE IN
GERMANY

10 lat przeciętnego okresu bezawaryjnej eksploatacji oraz 3 lata gwarancji
czynią zakup wyparki firmy Heidolph opłacalną inwestycją

Podświetlana łaźnia i kolba
wyparna zapewniają doskonałą
wizualną kontrolę procesu

Całkowicie nowe mocowanie
kolb EASY LOCK umożliwia
szybką i bezpieczną wymianę
kolby jednemu użytkownikowi

Najwyższe bezpieczeństwo
użytkownika: odbieralnik
i kolba wyparna umieszczone
za odpornymi na uderzenia
drzwiczkami wykonanymi
z przezroczystego PMMA

System mocowania odbieralnika
zabezpiecza przed stłuczeniem szkła
i nie wymaga dodatkowej podstawy

Pokrywa ochronna składająca się z metalowej
ramy i bezpiecznego szkła zakrywa kompletnie
łaźnię, zapewniając jednocześnie wizualną
kontrolę przebiegu procesu destylacji

Zwiększona wydajność procesu przy
zmniejszonym zużyciu energii dzięki
zachowaniu najwyższej szczelności
próżni

System regulujący poziom płynu
w łaźni zabezpiecza przed jego
rozlaniem i potencjalnym zalaniem
laboratorium

Unikalny, zintegrowany
i samocentrujący system
podtrzymywania kolby destylacyjnej
umożliwia obsługę wyparki jednej
osobie

Ukryte grzałki gwarantują
najwygodniejsze i najszybsze
czyszczenie łaźni

Intuicyjny panel dotykowy
zapewnia łatwą kontrolę procesu

Urządzenie wyłączy się całkowicie
w przypadku: wystąpienia
niekontrolowanego przegrzania,
nadcisnienia lub stłuczenia szkła

Zapewnione bezpieczeństwo
w przypadku wystąpienia niskiego
poziomu cieczy: automatyczne
napełnianie łaźni wodnej
uniemożliwia jej całkowite opróżnienie

Oszczędność czasu dzięki 250
wstępnie zaprogramowanym profilom,
każdy indywidualnie do 999 etapów

Opcjonalny moduł automatycznej destylacji Distimatic Industrial

- możliwość jednorazowej pracy z większą objętością lub pracy ciągłej bez ograniczeń objętości
- wygodna, elastyczna i opłacalna alternatywa dla wyparek o pojemności 50 i 100 litrów innych producentów



www.witko.com.pl
www.heidolph.com

heidolph
research made easy