


Twoje laboratorium – Nasze rozwiązania



Odczynniki
chemiczne

CHEMTops

4/2023



Promocja ważna do: 31/12/2023

www.witko.com.pl

Rozpuszczalniki do HPLC, chemsolve®



- Wysoka wartość transmitancji UV - znaleziony pik może być zawsze przypisany próbce, a nie rozpuszczalnikowi
- Niska pozostałość po odparowaniu – gwarantuje uzyskanie czystych frakcji próby, sprzyja długotrwałemu użytkowaniu kolumn do HPLC i przeciwdziała mechanicznym zakłóceniom w przepływie rozpuszczalnika
- Niska zawartość wody – pozwala na utrzymanie polarności i tym samym zdolności rozdzielczych rozpuszczalników do HPLC w pobliżu wartości idealnych
- Kontrolowany, niezmienny współczynnik załamania światła – zapewnia bezbłędne funkcjonowanie i wysoką wydajność detektora refraktometrycznego, niski poziom fluorescencji – gwarantuje niską wartość tła przy pomiarach fluorymetrycznych
- Rozpuszczalniki do HPLC chemsolve® posiadają etykiety oraz certyfikaty analiz w języku polskim



Rabat do 83 %

Produkt	Op.	Min zam.	Nr kat.	Cena kat. netto 1 op. PLN	Cena prom. netto 1 op. PLN
Aceton do HPLC (min. 99,8%), chemsolve®	1 L	1	1101.1000	141,67	80,00
Aceton do HPLC (min. 99,8%), chemsolve®	2,5 L	1	1101.2500	295,21	133,00
Aceton do HPLC (min. 99,8%), chemsolve®	4 L	1	1101.4000	1 131,81	301,00
Acetonitryl do HPLC (min. 99,9%), chemsolve®	1 L	1	1102.1000	236,53	95,00
Acetonitryl do HPLC (min. 99,9%), chemsolve®	2,5 L	1	1102.2500	304,54	133,00
Acetonitryl gradient grade do HPLC (min. 99,9%), chemsolve®	1 L	1	1103.1000	401,29	99,00
Acetonitryl gradient grade do HPLC (min. 99,9%), chemsolve®	2,5 L	1	1103.2500	823,65	136,00
Acetonitryl ultragradient grade do HPLC (min. 99,9%), chemsolve®	1 L	1	1104.1000	581,06	199,00
Acetonitryl ultragradient grade do HPLC (min. 99,9%), chemsolve®	2,5 L	1	1104.2500	1 114,35	299,00
Dichlorometan do HPLC (min. 99,9% (stab.)), chemsolve®	1 L	1	1105.1000	231,58	75,00
Dichlorometan do HPLC (min. 99,9% (stab.)), chemsolve®	2,5 L	1	1105.2500	483,53	109,00
Etylu octan do HPLC (min. 99,8%), chemsolve®	1 L	1	1107.1000	319,81	95,00
Etylu octan do HPLC (min. 99,8%), chemsolve®	2,5 L	1	1107.2500	779,44	203,00
n-Heksan do HPLC (min. 95,0%), chemsolve®	1 L	1	1108.1000	173,05	101,00
n-Heksan do HPLC (min. 95,0%), chemsolve®	2,5 L	1	1108.2500	359,68	159,00
n-Heptan do HPLC (min. 99,2%), chemsolve®	2,5 L	1	1109.2500	529,34	191,00
Metanol gradient grade do HPLC (min. 99,85%), chemsolve®	1 L	1	1110.1000	110,78	60,00
Metanol gradient grade do HPLC (min. 99,85%), chemsolve®	2,5 L	1	1110.2500	162,03	69,00
Metylowo tert-butyłowy eter do HPLC (min. 99,8%), chemsolve®	1 L	1	1111.1000	360,28	111,00
Metylowo tert-butyłowy eter do HPLC (min. 99,8%), chemsolve®	2,5 L	1	1111.2500	663,37	201,00
2-Propanol do HPLC (min. 99,8%), chemsolve®	1 L	1	1112.1000	153,54	72,00
2-Propanol do HPLC (min. 99,8%), chemsolve®	2,5 L	1	1112.2500	316,41	126,00
Tetrahydrofuran do HPLC (min. 99,9%), chemsolve®	1 L	1	1113.1000	425,85	233,00
Tetrahydrofuran do HPLC (min. 99,9%), chemsolve®	2,5 L	1	1113.2500	882,23	380,00
Woda do HPLC, chemsolve®	1 L	1	1114.1000	66,84	45,00
Woda do HPLC, chemsolve®	2,5 L	1	1114.2500	141,67	61,00

Sole do tworzenia par jonowych, chemsolve®



Sole do tworzenia par jonowych są stosowane jako modyfikatory faz ruchomych w wysokosprawnej chromatografii cieczowej. Spełniają one te same wysokie wymagania jakościowe co pozostałe odczynniki do HPLC chemsolve®. Są ściśle kontrolowane na czystość, pH, zawartość elementów śladowych i absorpcję UV. Certyfikaty w języku polskim.

Rabat 40 %

Produkt	Op.	Min zam.	Nr kat.	Cena kat. netto 1 op. PLN	Cena prom. netto 1 op. PLN
Kwas 1-heksanosulfonowy, sól sodowa (min. 99,0%), chemsolve®	25g	1	1601.0025	4 438,70	899,00
Kwas 1-heksanosulfonowy, sól sodowa (min. 99,0%), chemsolve®	100g	1	1601.0100	4 465,72	2 799,00
Kwas 1-heptanosulfonowy, sól sodowa (min. 99,0%), chemsolve®	25g	1	1602.0025	4 549,54	940,00
Kwas 1-heptanosulfonowy, sól sodowa (min. 99,0%), chemsolve®	100g	1	1602.0100	4 687,84	2 799,00
Kwas 1-oktanosulfonowy, sól sodowa (min. 98,0%), chemsolve®	25g	1	1603.0025	4 413,04	875,00
Kwas 1-pentanosulfonowy, sól sodowa (min. 98,0%), chemsolve®	25g	1	1604.0025	4 549,54	940,00
Kwas 1-pentanosulfonowy, sól sodowa (min. 98,0%), chemsolve®	100g	1	1604.0100	4 746,56	2 799,00

Rozpuszczalniki i odczynniki pomocnicze do LC-MS



Rozpuszczalniki do LC-MS, chemsolve® to szeroka gama produktów najwyższej klasy w rozsądnej cenie marki chemsolve®. Odczynniki marki chemsolve® spełniają jednocześnie wysokie wymagania analizy HPLC oraz specyficzne wymagania spektrometrii mas. Charakteryzują się niską wartością pozostałości po odparowaniu oraz niskim poziomem zanieczyszczeń organicznych oraz jonów. Zanieczyszczenia śladowe metali to maks. po 50 ppb każdego z pierwiastków: Al, Ca, Fe, K, Mg, Na (z wyjątkiem wody nr kat. 1205). Największa wartość pików mas w przeliczeniu na rezerpinę dla tej grupy odczynników wynosi 100 ppb (z wyjątkiem octanu etylu nr kat. 1202). Etykiety oraz certyfikaty analiz w języku polskim.



Produkt	Op.	Min zam.	Nr kat.	Cena kat. netto 1 op. PLN	Cena prom. netto 1 op. PLN
Acetonitryl do LC-MS (min. 99,95%), chemsolve®	1 L	1	1201.1000	282,48	160,00
Acetonitryl do LC-MS (min. 99,95%), chemsolve®	2,5 L	1	1201.2500	595,54	285,00
Etylu octan do LC-MS (min. 99,95%), chemsolve®	1 L	1	1202.1000	252,49	141,00
Metanol do LC-MS (min. 99,95%), chemsolve®	1 L	1	1203.1000	447,94	82,00
Metanol do LC-MS (min. 99,95%), chemsolve®	2,5 L	1	1203.2500	254,95	110,00
2-Propanol do LC-MS (min. 99,95%), chemsolve®	1 L	1	1204.1000	242,93	120,00
2-Propanol do LC-MS (min. 99,95%), chemsolve®	2,5 L	1	1204.2500	504,00	255,00
Woda do LC-MS, chemsolve®	1 L	1	1205.1000	72,06	50,00
Woda do LC-MS, chemsolve®	2,5 L	1	1205.2500	466,67	95,00
Kwas mrówkowy 0,1% w wodzie do LC-MS, chemsolve®	1 L	1	1206.1000	253,35	150,00
Kwas mrówkowy 0,1% w wodzie do LC-MS, chemsolve®	2,5 L	1	1206.2500	298,40	149,00
Kwas mrówkowy 0,1% w acetonitrylu do LC-MS, chemsolve®	1 L	1	1207.1000	500,00	249,00
Kwas mrówkowy 0,1% w acetonitrylu do LC-MS, chemsolve®	2,5 L	1	1207.2500	998,00	580,00

Rabat do 56 %

Rozpuszczalniki do organicznej analizy śladowej



- Wysokiej jakości rozpuszczalniki dedykowane organicznej analizie śladowej, charakteryzują się bardzo wysoką czystością i niską zawartością substancji lotnych. Bardzo niski poziom zanieczyszczeń organicznych potwierdzony jest testami:
- GC-ECD: pojedynczy plik (Lindan) (czas retencji od trichlorobenzenu do mireksu) < 3 ng/L
- GC-NPD: pojedynczy plik (Etylparation) (czas retencji od atrazyny do kumfosu) < 3 ng/L
- Etykiety oraz certyfikaty analiz w języku polskim.



Rabat do 66 %

Produkt	Op.	Min. ilość w zam.	Nr kat.	Cena kat. netto 1 op. PLN	Cena prom. netto 1 op. PLN
Aceton do organicznej analizy śladowej, do GC (min. 99,8%), chemsolve®	1 L	1	1301.1000	158,68	94,00
Aceton do organicznej analizy śladowej, do GC (min. 99,8%), chemsolve®	2,5 L	1	1301.2500	285,03	159,00
Acetonitryl do analizy pestycydów (min. 99,9%), chemsolve®	4 L	1	1310.4000	699,01	401,00
Cykloheksan do organicznej analizy śladowej, do GC (min. 99,8%), chemsolve®	2,5 L	1	1302.2500	621,80	208,00
Dichlorometan do organicznej analizy śladowej, do GC (min. 99,9% (stab.)), chemsolve®	2,5 L	1	1303.2500	440,27	222,00
Eter naftowy do organicznej analizy śladowej, do GC (temp. wrzenia 40-65°C), chemsolve®	2,5 L	1	1311.2500	419,06	191,00
Etylu octan do organicznej analizy śladowej, do GC (min. 99,8%), chemsolve®	1 L	1	1305.1000	295,41	111,00
Etylu octan do organicznej analizy śladowej, do GC (min. 99,8%), chemsolve®	2,5 L	1	1305.2500	523,40	229,00
n-Heksan do organicznej analizy śladowej, do GC (min. 95,0%), chemsolve®	1 L	1	1306.1000	165,67	98,00
n-Heksan do organicznej analizy śladowej, do GC (min. 95,0%), chemsolve®	2,5 L	1	1306.2500	290,96	188,00
Metanol do organicznej analizy śladowej, do GC (min. 99,90%), chemsolve®	1 L	1	1307.1000	128,10	85,00
Metanol do organicznej analizy śladowej, do GC (min. 99,90%), chemsolve®	2,5 L	1	1307.2500	251,10	144,00
Toluen do organicznej analizy śladowej, do GC (min. 99,8%), chemsolve®	1 L	1	1308.1000	255,34	103,00
Toluen do organicznej analizy śladowej, do GC (min. 99,8%), chemsolve®	2,5 L	1	1308.2500	486,92	219,00



Wszystkie promocje, nowe produkty, literaturę, karty charakterystyki, CoA i inne znajdziesz w jednym miejscu na www.witko.com.pl

www.chemsolve.eu

Zestawy ekstrakcyjne Copure® QuEChERS



Mieszaniny do ekstrakcji i oczyszczania do przygotowywania próbek w analizie pestycydów w roślinnych środkach spożywczych zgodnie z normą EN 15662 przy użyciu GC/MS lub LC/MS po ekstrakcji acetonitrylu i oczyszczeniu przy użyciu metody dyspersyjnej SPE-QuEChERS. Próbkę są najpierw ekstrahowane za pomocą Mieszaniny A. Oczyszczanie przeprowadza się za pomocą jednej z następujących mieszanin:

- Mieszanina B (mieszanina oczyszczająca do owoców i warzyw o niskiej zawartości tłuszczu, np. jabłek, truskawek)
- Mieszanina C (mieszanina oczyszczająca do owoców i warzyw o wysokiej zawartości tłuszczu, zawierająca olej/wosk, np. awokado)
- Mieszanina D (mieszanina oczyszczająca do owoców i warzyw o umiarkowanej zawartości chlorofilu/karotenoidów, np. marchewki, sałatki)
- Mieszanina E (mieszanina oczyszczająca do owoców i warzyw o wysokiej zawartości chlorofilu/karotenoidu, np. słodkiej papryki, szpinaku)



Rabat do 45 %

Typ	Skład chemiczny	Op.	Min zam.	Nr kat.	Cena kat. netto 1 op. PLN	Cena prom. netto 1 op. PLN
Mix A	4000 mg MgSO ₄ , 1000 mg NaCl, 1 g cytrynianu trisodu, 0,5 g cytrynianu disodu	50	1	LLG-4669294	480,70	310,00
Mix B	150 mg PSA, 900 mg MgSO ₄ , 15 mL	50	1	LLG-4669295	526,24	340,00
Mix B	25 mg PSA, 150 mg MgSO ₄ , 2 mL	100	1	LLG-1235759	649,00	400,00
Mix C	150 mg PSA, 150 mg C18, 900 mg MgSO ₄ , 15 mL	50	1	LLG-4669296	642,62	415,00
Mix C	25 mg PSA, 25 mg C18, 150 mg MgSO ₄ , 2 mL	100	1	LLG-1235761	648,33	355,00
Mix D	150 mg PSA, 15 mg GCB, 900 mg MgSO ₄ , 15 mL	50	1	LLG-4669297	607,20	394,68
Mix E	150 mg PSA, 45 mg GCB, 900 mg MgSO ₄ , 15 mL	50	1	LLG-4669298	799,48	519,00
Mix E	25 mg PSA, 7,5 mg GCB, 150 mg MgSO ₄ , 2 mL	100	1	LLG-1235760	704,35	450,00
Ceramiczne kulki homogenizujące		100	1	LLG-4669299	273,24	175,00

NIESTANDARDOWE ROZWIĄZANIA I ILOŚCI PRZEMYSŁOWE


Oferujemy rozwiązania dostosowane do Twoich indywidualnych wymagań i potrzeb. Niezależnie od projektu - dużego lub małego, prostego lub złożonego - pomoc naszym klientom w osiągnięciu ich celów jest najważniejsza.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami i podaj swoje pełne wymagania odczynniki@witko.com.pl

System BAKER spe 12G

Zestaw do pracy z kolumnkami i speediskami SPE. Zawiera:

- komorę próżniową ze szkła borokrzemianowego
- pokrywę z poliamidu z 12 króćcami typu Luer'a z PTFE
- uszczelki ze spienionego PE, 2 szt
- zawór regulujący podciśnienie z PTFE
- statyw z półkami na odbieralniki eluatu z PTFE
- 12 korków Luer'a



Rabat do 50 %

Produkt	Op.	Nr kat.	Cena kat. netto PLN	Cena prom. netto PLN*
System BAKER spe 12G	zestaw	JTB-7520-94	5300,00	4 050,00
Zawory typu Luer; z PTFE: do systemu BAKER spe 12G i 24 G, 12 sztuk w opakowaniu	12	JTB-7514-00	2-374,60	2 200,00
Zawory metalowe; platerowane niklem i chromem; do systemu BAKER spe 12G i 24 G.	12	JTB-4505	2-860,00	2 540,00
Pokrywa do suszenia kolumnek spe i zatężania eluatu; z poliamidu	1	JTB-4581	2-470,00	2 200,00
Membranowa pompa próżniowa LABOPORT N 816.3.KT.18 16 L/min, z 20 mbar, IP20 230V / 50Hz	1	LLG-7620376	4-118,84	3 550,00
Butla szklana, korek z gumy szarej, rurka szklana, dwa węże po 2 mb każdy	1	JTB-09001-F01	994,75	833,00
BAKERBOND spe Oktadecyl (C18); 1 ml, 100 mg; Kolumnki ekstrakcyjne.	100	JTB-7020-01	1-140,00	930,00
BAKERBOND spe Oktadecyl (C18); 3 ml, 500 mg; Kolumnki ekstrakcyjne.	50	JTB-7020-03	950,00	550,00
BAKERBOND spe Oktadecyl (C18); 6 ml, 500 mg; Kolumnki ekstrakcyjne.	30	JTB-7020-06	725,00	490,00
BAKERBOND spe Oktadecyl (C18); 6 ml, 1000 mg; Kolumnki ekstrakcyjne.	30	JTB-7020-07	865,00	580,00
BAKERBOND spe Oktadecyl (C18); 6 ml, 2000 mg; Kolumnki ekstrakcyjne.	30	JTB-7020-08	1-330,00	699,00
BAKERBOND spe Żel krzemionkowy; 3 ml, 500 mg; Kolumnki ekstrakcyjne.	30	JTB-7086-03	900,00	710,00
BAKERBOND spe Żel krzemionkowy; 6 ml, 500mg; Kolumnki ekstrakcyjne.	30	JTB-7086-06	705,00	520,00
BAKERBOND spe Żel krzemionkowy; 6 ml, 1000 mg; Kolumnki ekstrakcyjne.	30	JTB-7086-07	790,00	391,00
BAKERBOND spe SDB-1; 3 ml, 200 mg; Kolumnki ekstrakcyjne.	30	JTB-7519-02	1-040,00	950,00
BAKERBOND spe SDB-1; 6 ml, 200 mg; Kolumnki ekstrakcyjne.	50	JTB-7519-05	850,00	680,00
BAKERBOND spe PAH Aqua; 6ml, 1500mg; Kolumnki ekstrakcyjne; do ekstrakcji WWA z wody	30	JTB-7490-08	1-770,00	905,00
BAKERBOND spe Kwas propylosulfonowy; 3 ml, 500 mg; Kolumnki ekstrakcyjne.	50	JTB-7155-03	1-560,00	1 400,00
BAKERBOND spe Kwas benzenosulfonowy; 3 ml, 500 mg; Kolumnki ekstrakcyjne.	50	JTB-7090-03	1-368,22	1 280,00
BAKERBOND spe Amino; 3 ml, 500 mg; Kolumnki ekstrakcyjne.	50	JTB-7307-03	1-200,00	655,00
BAKERBOND spe Oktyl (C8); 6 ml, 500mg Kolumnki ekstrakcyjne.	30	JTB-7087-06	1-460,00	875,00
BAKERBOND Speedisk Oktadecyl (C18); Dyski ekstrakcyjne.	20	JTB-8055-06	1-560,00	1 205,00
BAKERBOND Speedisk Oktadecyl (C18) XF; Dyski ekstrakcyjne; do silnie zanieczyszczonych cieczy.	20	JTB-8056-06	1-883,25	1 750,00

Dodatkowo do każdego zestawu BEZPŁATNIE dołączamy:*

- zbiór aplikacji "BAKERBOND spe -Application Notes";
- podręcznik SPE: „Solid Phase Extraction for Sample Preparation”;
- 12 zaworów z PTFE

*oferta do wyczerpania zapasów



Kolumnienki SPE CHROMABOND® Na₂SO₄ / Florisil



Specjalna faza łączona: siarczan sodu i Florisil®.

Faza łączona do analizy węglowodorów w wodzie za pomocą SPE, zgodnie z normą DIN H53/ISO DIS 9377-4.

Zalecane zastosowania: Analiza węglowodorów w wodzie pitnej, powierzchniowej i w ściekach.



Produkt	Op.	Min zam.	Nr kat.	Cena prom. netto 1 op. PLN
Kolumnienki CHROMABOND Florisil/Na ₂ SO ₄ 6ml, sorbent: 500/500mg	250 szt.	1	LLG-7984111	2 455,00
Kolumnienki CHROMABOND Florisil/Na ₂ SO ₄ 6ml, sorbent: 500/500mg	50 szt.	1	LLG-7984234	691,00
Kolumnienki CHROMABOND Florisil/Na ₂ SO ₄ 6ml, sorbent: 500/500mg	30 szt.	1	LLG-7984389	422,00
Kolumnienki CHROMABOND Florisil/Na ₂ SO ₄ 6ml, sorbent: 500/500mg	15 szt.	1	LLG-1235976	230,00
Kolumnienki CHROMABOND Florisil/Na ₂ SO ₄ 6ml, sorbent: 500/500mg	5 szt.	1	LLG-1235977	84,00

Ceny specjalne. Do wyczerpania zapasów.

Kwasy do analizy śladowej metali, chemsolve®



Wysokiej czystości kwasy do analizy śladowej metali. Etykieta na każdej butelce zawiera dane o zawartości ponad 50 pierwiastków, zdefiniowanych w wartościach ppb. Gwarantuje to niskie granice wykrywalności i dużą dokładność w oznaczaniu pierwiastków w związku z małą interferencją tła.

Etykiety oraz certyfikaty analiz w języku polskim.

Rabat do 61 %



Produkt	Op.	Min zam.	Nr kat.	Cena kat. netto 1 op. PLN	Cena prom. netto 1 op. PLN
Kwas azotowy do analizy śladowej metali (67,0-69,0%), chemsolve®	1 L	1	3801.1011	4-056,54	603,00
Kwas azotowy do analizy śladowej metali (67,0-69,0%), chemsolve®	2,5 L	1	3801.2500	4-255,11	733,00
Kwas siarkowy do analizy śladowej metali (93,0-98,0%), chemsolve®	1 L	1	3803.1011	4-387,79	755,00
Kwas solny do analizy śladowej metali (34,0-37,0%), chemsolve®	1 L	1	3804.1011	4-215,34	605,00
Kwas solny do analizy śladowej metali (34,0-37,0%), chemsolve®	2,5 L	1	3804.2511	4-823,01	699,00

Wzorce kationów do ICP, Chem-Lab



- **Certyfikat analizy zgodny z ISO 17034, ISO 17025.** Wzorce do ICP o stężeniu 1000 mg/L.
- Dostępne są również w ofercie wzorce o stężeniu 10 mg/L, 100 mg/L oraz 10 000 mg/L.
- Możliwość wyboru innej matrycy niż wymieniona w ofercie promocyjnej.
- W ofercie WITKO znajdują Państwo szeroki wybór innych wzorców fizykochemicznych oraz organicznych certyfikowanych zgodnie z ISO 17034 oraz ISO 17025.

Rabat 25 %

Produkt	Op.	Min zam.	Nr kat.	Cena kat. netto 1 op. PLN	Cena prom. netto 1 op. PLN
Roztwór wzorcowy antymonu (V) 1000 µg/ml (matryca 2-5% HNO ₃ + śladowe ilości HF); ICP	100 ml	1	CL01.0122.0100	234,99	173,00
Roztwór wzorcowy arsenu (V) 1000 µg/ml (matryca 2-5% HNO ₃); ICP	100 ml	1	CL01.0133.0100	234,99	173,00
Roztwór wzorcowy baru 1000 µg/ml (matryca 2-5 HNO ₃); ICP	100 ml	1	CL01.0201.0100	234,99	173,00
Roztwór wzorcowy berylu 1000µg/ml (matryca 5% HNO ₃); ICP	100 ml	1	CL01.0212.0100	234,99	173,00
Roztwór wzorcowy bizmutu 1000 µg/ml (matryca 2-5% HNO ₃); ICP	100 ml	1	CL01.0221.0100	234,99	173,00
Roztwór wzorcowy boru 1000 µg/ml (matryca 2-5% HNO ₃); ICP	100 ml	1	CL01.0232.0100	234,99	173,00
Roztwór wzorcowy ceru 1000 µg/ml (matryca 2-5% HNO ₃); ICP	100 ml	1	CL01.0321.0100	234,99	173,00
Roztwór wzorcowy chromu (III) 1000 µg/ml (matryca 2-5% HNO ₃); ICP	100 ml	1	CL01.0362.0100	234,99	173,00
Roztwór wzorcowy chromu (VI) 1000 µg/ml (matryca H ₂ O); ICP	100 ml	1	CL01.0352.0100	234,99	173,00
Roztwór wzorcowy cynku 1000 µg/ml (matryca 2-5% HNO ₃); ICP	100 ml	1	CL01.2611.0100	234,99	173,00
Roztwór wzorcowy cyny (II) 1000 µg/ml (matryca 10-20% HCl); ICP	100 ml	1	CL01.2061.0100	234,99	173,00
Roztwór wzorcowy cyrkonu 1000 µg/ml (matryca 2-5% HNO ₃ + śladowe ilości HF); ICP	100 ml	1	CL01.2672.0100	234,99	173,00
Roztwór wzorcowy fosforu 1000 µg/ml (matryca 2-5% HNO ₃); ICP	100 ml	1	CL01.0641.0100	234,99	173,00
Roztwór wzorcowy glinu 1000 µg/ml (matryca 2-5% HNO ₃); ICP	100 ml	1	CL01.0101.0100	234,99	173,00
Roztwór wzorcowy jonów kadmu 1000 µg/ml (matryca 2-5% HNO ₃); ICP	100 ml	1	CL01.0301.0100	234,99	173,00
Roztwór wzorcowy kobaltu 1000 µg/ml (matryca 2-5% HNO ₃); ICP	100 ml	1	CL01.1121.0100	234,99	173,00
Roztwór wzorcowy krzemu 1000 µg/ml (matryca 2-5% HNO ₃ + śladowe ilości HF); ICP	100 ml	1	CL01.1932.0100	234,99	173,00
Roztwór wzorcowy litu 1000 µg/ml (matryca 2-5% HCl); ICP	100 ml	1	CL01.1211.0100	234,99	173,00
Roztwór wzorcowy magnezu 1000 µg/ml (matryca 2-5% HNO ₃); ICP	100 ml	1	CL01.1301.0100	234,99	173,00
Roztwór wzorcowy manganu 1000 µg/ml (matryca 2-5% HNO ₃); ICP	100 ml	1	CL01.1311.0100	234,99	173,00
Roztwór wzorcowy miedzi 1000 µg/ml (matryca 2-5% HNO ₃); ICP	100 ml	1	CL01.1131.0100	234,99	173,00
Roztwór wzorcowy molibdenu 1000 µg/ml (matryca 2-5% HNO ₃ + śladowe ilości HF); ICP	100 ml	1	CL01.1331.0100	234,99	173,00
Roztwór wzorcowy niklu 1000 µg/ml (matryca 2-5% HNO ₃); ICP	100 ml	1	CL01.1421.0100	234,99	173,00
Roztwór wzorcowy ołowiu 1000 µg/ml (matryca 2-5% HNO ₃); ICP	100 ml	1	CL01.1221.0100	234,99	173,00
Roztwór wzorcowy potasu 1000 µg/ml (matryca 2-5% HNO ₃); ICP	100 ml	1	CL01.1101.0100	234,99	173,00
Roztwór wzorcowy rtęci 1000 µg/ml (matryca 2-5% HNO ₃); ICP	100 ml	1	CL01.1151.0100	234,99	173,00
Roztwór wzorcowy selenu (VI) 1000 µg/ml (matryca 2-5% HNO ₃); ICP	100 ml	1	CL01.1922.0100	234,99	173,00
Roztwór wzorcowy siarki 1000 µg/ml (matryca H ₂ O); ICP	100 ml	1	CL01.2641.0100	234,99	173,00
Roztwór wzorcowy sodu 1000 µg/ml (matryca 2-5% HNO ₃); ICP	100 ml	1	CL01.1401.0100	234,99	173,00
Roztwór wzorcowy srebra 1000 µg/ml (matryca 2-5% HNO ₃); ICP	100 ml	1	CL01.2601.0100	234,99	173,00
Roztwór wzorcowy strontu 1000 µg/ml (matryca 2-5% HCl); ICP	100 ml	1	CL01.1961.0100	234,99	173,00
Roztwór wzorcowy tytanu 1000 µg/ml (matryca 2-5% HNO ₃ + śladowe ilości HF); ICP	100 ml	1	CL01.2075.0100	234,99	173,00
Roztwór wzorcowy wanadu (III) 1000 µg/ml (matryca 2-5% HNO ₃); ICP	100 ml	1	CL01.2201.0100	234,99	173,00
Roztwór wzorcowy wapnia 1000 µg/ml (matryca 2-5% HNO ₃); ICP	100 ml	1	CL01.0311.0100	234,99	173,00
Roztwór wzorcowy żelaza (III) 1000 µg/ml (matryca 2-5% HNO ₃); ICP	100 ml	1	CL01.0901.0100	234,99	173,00

Wzorce anionów do chromatografii jonowej



Wzorce posiadają certyfikaty analizy zgodne z ISO 17034 i ISO 17025.
W ofercie znajdują się także opakowania 250mL oraz 500mL.

Rabat 34 %

Produkt	Op.	Min. ilość w zam.	Nr kat.	Cena kat. netto 1 op. PLN	Cena prom. netto 1 op. PLN
Roztwór wzorcowy azotanów (NO_3^-) 1000 mg/l w H_2O	100 ml	1	LLG-1215042	274,73	179,00
Roztwór wzorcowy azotanów (jako N) 1000 ug/ml w H_2O	100 ml	1	LLG-1216540	274,73	179,00
Roztwór wzorcowy azotynów (NO_2^-) 1000 mg/l w H_2O	100 ml	1	LLG-1214786	274,73	179,00
Roztwór wzorcowy bromianów (BrO_3^-) 1000 mg/l w H_2O	100 ml	1	LLG-1211367	274,73	179,00
Roztwór wzorcowy chloranów (ClO_3^-) 1000 mg/l w H_2O	100 ml	1	LLG-1216538	274,73	179,00
Roztwór wzorcowy chlorynów (ClO_2^-) 1000 mg/l w H_2O	100 ml	1	LLG-1216539	274,73	179,00
Roztwór wzorcowy fosforanów (jako P) 1000 mg/l w H_2O	100 ml	1	LLG-1218365	274,73	179,00
Roztwór wzorcowy fosforanów (PO_4^{3-}) 1000 mg/l w H_2O	100 ml	1	LLG-1216631	274,73	179,00
Roztwór wzorcowy siarczanów (SO_4^{2-}) 1000 mg/l w H_2O	100 ml	1	LLG-1214074	274,73	179,00

Kwasy cz.d.a., chemsolve®

- Kwasy czyste do analiz
- Większość spełnia wymagania Farmakopei Europejskiej (Ph. Eur.)
- Etykiety oraz certyfikaty analiz w języku polskim



Produkt	Op.	Min zam.	Nr kat.	Cena kat. netto 1 op. PLN	Cena prom. netto 1 op. PLN
Kwas azotowy cz.d.a. (min. 65,0%), chemsolve®	1 L	1	2102.1000	409,69	59,00
Kwas azotowy cz.d.a. (min. 65,0%), chemsolve®	2,5 L	1	2102.2500	483,58	85,00
Kwas o-fosforowy cz.d.a., ACS, ISO, Ph. Eur, BP, USP (min. 85,0%), chemsolve®	1 L	1	2122.1000	269,43	147,00
Kwas o-fosforowy cz.d.a., ACS, ISO, Ph. Eur, BP, USP (min. 85,0%), chemsolve®	2,5 L	1	2122.2500	443,50	320,00
Kwas mrówkowy cz.d.a. (min. 99,0%), ACS, Ph. Eur., chemsolve®	1 L	1	2105.1011	489,09	92,00
Kwas octowy (lodowaty) cz.d.a. (min. 99,8%), ACS, ISO, Ph. Eur., chemsolve®	1 L	1	2121.1000	404,49	48,00
Kwas octowy (lodowaty) cz.d.a. (min. 99,8%), ACS, ISO, Ph. Eur., chemsolve®	2,5 L	1	2121.2500	464,56	120,00
Kwas siarkowy cz.d.a. (min. 95,0%), chemsolve®	1 L	1	2118.1000	96,35	60,00
Kwas siarkowy cz.d.a. (min. 95,0%), chemsolve®	2,5 L	1	2118.2500	493,94	115,00
Kwas siarkowy cz.d.a. (96,0%± 0,1%), do ozn. lepkości met. ISO 307, chemsolve®	1 L	1	2119.1011	437,46	105,00
Kwas siarkowy cz.d.a. (96,0%± 0,1%), do ozn. lepkości met. ISO 307, chemsolve®	2,5 L	1	2119.2511	269,45	183,00
Kwas solny cz.d.a. (min. 37,0%), chemsolve®	1 L	1	2113.1000	83,84	49,00
Kwas solny cz.d.a. (min. 37,0%), chemsolve®	2,5 L	1	2113.2500	147,40	85,00



Rabat do 53 %

Rozpuszczalniki cz.d.a., J.T.Baker



Rozpuszczalniki J.T.Baker® BAKER ANALYZED™ są kontrolowane na:

- Wysoką zawartość zapewniającą maksymalną czystość
- Niską absorpcję UV i fluorescencję zapewniającą brak interferencji
- Niską pozostałość po odparowaniu dającą możliwość bezproblemowego użycia do szerokiego zakresu aplikacji
- Niską zawartość zanieczyszczeń nieorganicznych pozwalającą na wolne od interferencji zastosowanie do analiz elementarnych
- Niską kwasowość i zasadowość gwarantującą obojętność w reakcjach chemicznych.

Większość rozpuszczalników J.T.Baker® BAKER ANALYZED™ spełnia wymagania wyższe od ustalonych przez Amerykańskie Towarzystwo Chemiczne (ACS). Pozwala to na ich użycie w szerszym zakresie aplikacji.



Produkt	Op.	Min zam.	Nr kat.	Cena kat. netto 1 op. PLN	Cena prom. netto 1 op. PLN
Aceton; do spektrofotometrii UV; BAKER ANALYZED (AR); ACS	1 L	1	JTB-8002.1000	95,50	75,00
Aceton; do spektrofotometrii UV; BAKER ANALYZED (AR); ACS	2,5 L	1	JTB-8002.2500	148,50	91,00
Chloroform; BAKER ANALYZED (AR)	1 L	1	JTB-7386.1000	155,50	88,00
Chloroform; BAKER ANALYZED (AR)	2,5 L	1	JTB-7386.2500	207,14	164,00
Dichlorometan; BAKER ANALYZED (AR); ACS	1 L	1	JTB-7053.1000	271,85	188,00
Dichlorometan; BAKER ANALYZED (AR); ACS	2,5 L	1	JTB-7053.2500	418,12	285,00
Etylu octan; BAKER ANALYZED (AR); ACS	1 L	1	JTB-8037.1000	260,59	185,00
Etylu octan; BAKER ANALYZED (AR); ACS	2,5 L	1	JTB-8037.2500	525,91	128,00
Heksan; (95% n-heksanu); BAKER ANALYZED (AR)	1 L	1	JTB-8044.1000	186,60	142,00
Heksan; (95% n-heksanu); BAKER ANALYZED (AR)	2,5 L	1	JTB-8044.2500	346,82	185,00
Heksan; (99% n-heksanu); BAKER ANALYZED (AR)	1L	1	JTB-8088.1000	618,48	444,00
Heksan; (99% n-heksanu); BAKER ANALYZED (AR)	2,5 L	1	JTB-8088.2500	1 149,55	799,00
n-Heptan; BAKER ANALYZED (AR)	1 L	1	JTB-8110.1000	491,35	175,00
n-Heptan; BAKER ANALYZED (AR)	2,5 L	1	JTB-8110.2500	391,10	305,00
Metanol; BAKER ANALYZED (AR); ACS	1 L	1	JTB-8045.1000	79,97	62,00
Metanol; BAKER ANALYZED (AR); ACS	2,5 L	1	JTB-8045.2500	115,50	53,00
Toluen; BAKER ANALYZED (AR); ACS	1 L	1	JTB-8077.1000	285,48	208,00
Toluen; BAKER ANALYZED (AR); ACS	2,5 L	1	JTB-8077.2500	649,58	333,00

Rabat do 75 %

Rozpuszczalniki cz.d.a., chemsolve®



Rozpuszczalniki czyste do analizy. Większość spełnia wymagania wyższe od ustalonych przez Amerykańskie Towarzystwo Chemiczne (ACS) oraz Farmakopei Europejskiej (Ph. Eur.). Pozwala to na ich użycie w szerszym zakresie aplikacji.

Rabat do 77 %

Produkt	Op.	Min. ilość w zam.	Nr kat.	Cena kat. netto 1 op. PLN	Cena prom. netto 1 op. PLN
Aceton cz.d.a. (min. 99,5%), ACS, ISO, Ph. Eur., chemsolve®	25 L	1	2556.9025	1 460,20	470,00
Acetonitryl cz.d.a. (min. 99,5%), ACS, ISO, Ph. Eur., chemsolve®	25 L	1	2557.9025	1 598,00	799,00
Chloroform cz.d.a. (min. 99,5% (stab.)), ISO, Ph. Eur., chemsolve®	25 L	1	2503.9025	3 419,12	785,00
Metanol cz.d.a. (min. 99,8%), ACS, ISO, Ph. Eur., chemsolve®	25 L	1	2518.9025	823,80	222,00



Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

Sole cz.d.a., chemsolve®



- W ofercie znajdują się także inne opakowania.
- Większość produktów spełnia wymagania Ph. Eur., ACS oraz norm ISO



Rabat do 53 %

Produkt	Op.	Min zam.	Nr kat.	Cena kat. netto 1 op. PLN	Cena prom. netto 1 op. PLN
Amonu chlorek cz.d.a. (min. 99,8%), ACS, ISO, Ph. Eur., chemsolve®	1 kg	1	2801.1000	240,13	204,00
Amonu diwodorofosforan cz.d.a. (min. 99,0%), ACS, chemsolve®	500 g	1	2850.0500	330,96	155,00
Amonu octan cz.d.a. (min. 99,0%), ACS, ISO, Ph. Eur., chemsolve®	1 kg	1	2849.1000	347,22	230,00
Amonu siarczan cz.d.a. (min. 99,0%), ACS, ISO, Ph. Eur., chemsolve®	1 kg	1	2855.1000	229,01	185,00
Amonu żelaza (II) siarczan 6-wodny cz.d.a. (99,0-101,0%), ISO, Ph. Eur., chemsolve®	1 kg	1	2803.1000	451,88	242,00
Cynku chlorek bezwodny czysty (98,0-100,5%), DAB, Ph. Eur., BP, Ph. Franc., USP, chemsolve®	1 kg	1	2841.1000	255,81	160,00
Cynku siarczan 7-wodny cz.d.a. (min. 99,5%), ACS, ISO, Ph. Eur., chemsolve®	1 kg	1	2804.1000	302,95	185,00
EDTA, sól disodowa 2-wodna cz.d.a. (99,0-101,0%), ACS, ISO, chemsolve®	1 kg	1	2806.1000	1 421,30	666,00
Magnezu siarczan 7-wodny cz.d.a. (min. 99,5%), ACS, Ph. Eur., chemsolve®	1 kg	1	2838.1000	336,64	260,00
Potasu chlorek cz.d.a. (min. 99,5%), ISO, Ph. Eur., chemsolve®	1 kg	1	2819.1000	166,08	95,00
Potasu diwodorofosforan cz.d.a. (min. 99,5%), ACS, ISO, Ph. Eur., chemsolve®	1 kg	1	2820.1000	173,65	130,00
Potasu jodek cz.d.a. (min. 99,5%), Ph. Eur., ISO, chemsolve®	250 g	1	2880.0250	676,30	371,00
Potasu siarczan cz.d.a. (min. 99,0%), ACS, ISO, Ph. Eur., chemsolve®	1 kg	1	2823.1000	302,47	222,00
Potasu sodu winian 4-wodny cz.d.a. (min. 99,5%), ACS, ISO, Ph. Eur., chemsolve®	1 kg	1	2883.1000	421,08	282,00
Sodu chlorek cz.d.a. (min. 99,8%), ACS, ISO, Ph. Eur., ASTM B117, ISO 9227, chemsolve®	1 kg	1	2897.1000	89,76	57,00
Sodu octan bezwodny cz.d.a. (min. 99,0%), ACS, Ph. Eur., USP, chemsolve®	1 kg	1	2846.1000	455,38	266,00
Sodu siarczan bezwodny cz.d.a. (min. 99,0%), ACS, ISO, Ph. Eur., chemsolve®	1 kg	1	2898.1000	132,31	97,00
Sodu węglan bezwodny cz.d.a. (min. 99,8%), ACS, ISO, Ph. Eur., chemsolve®	1 kg	1	2831.1000	263,84	204,00
Sodu wodorowęglan cz.d.a. (min. 99,7%), ACS, Ph. Eur., ISO, chemsolve®	1 kg	1	2834.1000	162,22	112,00
tri-Sodu cytrynian 2-wodny cz.d.a. (min. 99,0%), chemsolve®	1 kg	1	2828.1000	470,09	277,00
Wapnia chlorek 2-wodny cz.d.a. (min. 99,5%), chemsolve®	1 kg	1	2836.1000	638,37	351,00
Żelaza (III) azotan 9-wodny czysty (min. 97,0%), chemsolve®	1 kg	1	2872.1000	471,28	288,00
Żelaza (II) siarczan 7-wodny cz.d.a. (min. 99,0%), chemsolve®	1 kg	1	2869.1000	388,51	222,00

Roztwory do miareczkowania, chemsolve®



- Gotowe roztwory do miareczkowania, dostępne również w opakowaniach 2,5 L, 5 L, 10 L.



Rabat do 64 %

Produkt	Op.	Min zam.	Nr kat.	Cena kat. netto 1 op. PLN	Cena prom. netto 1 op. PLN
EDTA, sól disodowa roztwór 0,1 mol/L 0,2 N, chemsolve®	1 L	1	3301.1000	241,34	85,00
Jod 0,05 mol/L, chemsolve®	1 L	1	3302.1000	237,18	150,00
Kwas nadchlorowy 0,1 mol/L (0,1 N) w bezwodnym kwasie octowym, chemsolve®	1 L	1	3303.1000	733,04	261,00
Kwas siarkowy 0,05 mol/L, chemsolve®	1 L	1	3304.1000	162,34	69,00
Kwas siarkowy 0,5 mol/L, chemsolve®	1 L	1	3305.1000	125,20	69,00
Kwas solny 0,1 mol/L, chemsolve®	1 L	1	3306.1000	123,96	69,00
Kwas solny 0,5 mol/L, chemsolve®	1 L	1	3307.1000	152,51	69,00
Kwas solny 1,0 mol/L, chemsolve®	1 L	1	3308.1000	120,15	69,00
Kwas solny 2,0 mol/L, chemsolve®	1 L	1	3309.1000	144,04	91,00
Potasu dichromian (0,02 mol/L) roztwór do oznaczania ChZT, chemsolve®	1 L	1	3312.1000	187,01	141,00
Potasu nadmanganian roztwór 0,02 mol/L (0,1 N), chemsolve®	1 L	1	3313.1000	186,00	105,00
Potasu wodorotlenek 0,1 mol/L (0,1 N), chemsolve®	1 L	1	3314.1000	151,87	66,00
Rtęci (II) siarczan z dodatkiem $K_2Cr_2O_7$ do ozn. ChZT 80 g/L 10,0% H_2SO_4 , DIN 38409-H41-1, chemsolve®	1 L	1	3317.1000	380,80	295,00
Rtęci (II) siarczan do ozn. ChZT 200 g/L w 10,0% H_2SO_4 , zgodnie z DIN 38409-H43-1, chemsolve®	1 L	1	3318.1000	875,16	566,00
Sodu tiosiarczan 0,1 mol/L, chemsolve®	1 L	1	3319.1000	143,46	69,00
Sodu wodorotlenek 0,1 mol/L, chemsolve®	1 L	1	3320.1000	156,71	69,00
Sodu wodorotlenek 0,5 mol/L, chemsolve®	1 L	1	3321.1000	166,02	69,00
Sodu wodorotlenek 1,0 mol/L, chemsolve®	1 L	1	3322.1000	156,71	69,00
Sodu wodorotlenek 2,0 mol/L, chemsolve®	1 L	1	3323.1000	172,10	80,00
Srebra azotan 0,1 mol/L, chemsolve®	1 L	1	3324.1000	631,71	291,00
Srebra siarczan roztwór do oznaczania ChZT 10 g/L w H_2SO_4 , chemsolve®	1 L	1	3325.1000	403,94	305,00
Wijśa roztwór do oznaczania liczby jodowej 0,2 N, chemsolve®	1 L	1	3327.1000	237,18	181,00



Wszystkie promocje, nowe produkty, literaturę, karty charakterystyki, CoA i inne znajdziesz w jednym miejscu na www.witko.com.pl

www.chemsolve.eu

Koncentraty mediów do uwalniania substancji czynnej z formy leku, DILUT-IT™



Koncentraty mediów do uwalniania J.T.Baker® DILUT-IT™ idealnie nadają się do bardzo łatwego i szybkiego przygotowania roztworów do uwalniania w laboratoriach badawczo-rozwojowych oraz kontroli jakości. Wysokiej jakości rozpuszczalniki dedykowane organicznej analizie śladowej. Przygotowanie gotowego do użycia roztworu wymaga jedynie rozcieńczenia koncentratu wodą do żądanej objętości. Znajdują one szerokie zastosowanie w analizie jakości leków oraz badaniach zmiany formy lub zawartości leków w procesie uwalniania substancji czynnej. W ofercie znajdują się koncentraty do przygotowania 6 L, 25 L i 50 L.

Rabat 27 %

Produkt	Op.	Min. ilość w zam.	Nr kat.	Cena kat. netto 1 op. PLN	Cena prom. netto 1 op. PLN
Kwas solny; 0,01N; DILUT-IT® (do przygotowania 25l roztworu)	1 L	6	D010-02	333,54	265,00
Kwas solny; 0,1N; DILUT-IT® (do przygotowania 25l roztworu)	1 L	6	D011-02	337,46	269,00
Fosforan potasu pH 5,8 DILUT-IT® (do przygotowania 25l roztworu)	1 L	6	D012-02	362,32	289,00
Fosforan potasu pH 6,0 DILUT-IT® (do przygotowania 25l roztworu)	1 L	6	D013-02	362,32	280,00
Fosforan potasu pH 6,8 DILUT-IT® (do przygotowania 25l roztworu)	1 L	6	D014-02	362,32	280,00
Fosforan potasu pH 7,2 DILUT-IT® (do przygotowania 25l roztworu)	1 L	6	D015-02	362,32	280,00
Fosforan potasu pH 7,5 DILUT-IT® (do przygotowania 25l roztworu)	1 L	6	D016-02	362,32	280,00
Bufor octanowy pH 4,5 DILUT-IT® (do przygotowania 25l roztworu)	1 L	6	D017-02	362,32	280,00
Koncentrat soku żołądkowego SIMULATED GASTRIC FLUID DILUT-IT® (do przygotowania 25l roztworu)	1 L	6	D020-02	362,32	280,00
Fosforan sodu pH 6,8 DILUT-IT® (do przygotowania 25l roztworu)	1 L	6	D021-02	457,80	330,00

Wzorce TOC, Reagecon



Wzorce ogólnego węgla organicznego (OWO / TOC) są odpowiednie do kalibracji analizatorów (OWO / TOC) z wysoką dokładnością. Wzorce dostępne są z certyfikatem w zakresie 5ppm - 5000ppm.



Produkt	Op.	Min zam.	Nr kat.	Cena kat. netto 1 op. PLN	Cena prom. netto 1 op. PLN
Wzorzec ogólnego węgla organicznego (OWO), TOC 5 ppm	500 ml	1	LLG-6235803	722,37	430,00
Wzorzec ogólnego węgla organicznego (OWO), TOC 10 ppm	500 ml	1	LLG-4012105	722,37	430,00
Wzorzec ogólnego węgla organicznego (OWO), TOC 15 ppm	500 ml	1	LLG-6268502	722,37	430,00
Wzorzec ogólnego węgla organicznego (OWO), TOC 20 ppm	500 ml	1	LLG-4012106	975,06	585,00
Wzorzec ogólnego węgla organicznego (OWO), TOC 25 ppm	500 ml	1	LLG-6317555	975,06	585,00
Wzorzec ogólnego węgla organicznego (OWO), TOC 30 ppm	500 ml	1	LLG-6268503	1 336,30	800,00
Wzorzec ogólnego węgla organicznego (OWO), TOC 50 ppm	500 ml	1	LLG-6235238	722,37	430,00
Wzorzec ogólnego węgla organicznego (OWO), TOC 60 ppm	500 ml	1	LLG-1232928	722,37	430,00
Wzorzec ogólnego węgla organicznego (OWO), TOC 100 ppm	500 ml	1	LLG-4012107	722,37	430,00
Wzorzec ogólnego węgla organicznego (OWO), TOC 160 ppm	500 ml	1	LLG-1232921	975,06	585,00
Wzorzec ogólnego węgla organicznego (OWO), TOC 200 ppm	500 ml	1	LLG-1232922	975,06	585,00
Wzorzec ogólnego węgla organicznego (OWO), TOC 250 ppm	500 ml	1	LLG-4012108	722,37	430,00
Wzorzec ogólnego węgla organicznego (OWO), TOC 500 ppm	500 ml	1	LLG-6210157	722,37	430,00
Wzorzec ogólnego węgla organicznego (OWO), TOC 750 ppm	500 ml	1	LLG-6268501	1 453,89	870,00
Wzorzec ogólnego węgla organicznego (OWO), TOC 1000 ppm	500 ml	1	LLG-6231121	975,06	585,00
Wzorzec ogólnego węgla organicznego (OWO), TOC 1500 ppm	500 ml	1	LLG-1232920	655,12	390,00
Wzorzec ogólnego węgla organicznego (OWO), TOC 2000 ppm	500 ml	1	LLG-6253516	722,37	430,00
Wzorzec ogólnego węgla organicznego (OWO), TOC 5000 ppm	500 ml	1	LLG-6312855	1 336,30	800,00

Rabat 40 %

Wzorce konduktometryczne i roztwory wzorcowe pH REAGECON teraz z certyfikatem ISO 17034



Do certyfikowanej już gamy standardów sacharozy w wodzie, dołączają teraz wzorce konduktometryczne i roztwory wzorcowe pH

Po więcej informacji napisz do nas!

lub zadzwoń pod numer:
+48 42 676 34 35 wew.153

Reagecon

A CALIBRE SCIENTIFIC COMPANY



Firma Reagecon to renomowany dostawca wysokiej jakości produktów laboratoryjnych dla firmy WITKO. Reagecon znany jest z bogatego doświadczenia w produkcji Certyfikowanych Materiałów Referencyjnych (CRMs) oraz Standardów Kalibracyjnych, które są niezbędne w precyzyjnych pomiarach i analizach laboratoryjnych. Dzięki posiadaniu międzynarodowo uznanej akredytacji ISO 17034 oraz ekspertyzie metrologicznej, Reagecon zapewnia produkty o najwyższej jakości, które gwarantują dokładność, śledzenie i porównywalność wyników pomiarów.

Promocja ważna do dnia 31.12.2023 r. Rabaty nie sumują się oraz nie dotyczą cen specjalnych, ofert specjalnych lub innych promocji ogłaszanych przez WITKO Sp. z o.o. Promocja jest przeznaczona dla klientów końcowych i nie dotyczy firm pośredniczących. Wszystkie podane ceny są cenami netto. Do cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT. Ceny obliczono przy kursie średnim NBP 4,4586 zł/EUR. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany cen lub/i jej modyfikacji w przypadku zmiany kursu o więcej niż 5% (proporcjonalnie do zmiany kursu) oraz w innych szczególnych przypadkach. Przy zamówieniach powyżej 2000 PLN netto koszty dostawy do klienta są wliczone w cenę dostarczanego towaru. Zastrzegamy możliwość wycofania produktów z promocji. Opisy mają służyć wyłącznie do celów informacyjnych – należy zawsze sprawdzić tekst na etykiecie i/lub zapisy w instrukcji obsługi. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do producenta o wyjaśnienia. Produkty dostarczone mogą się różnić od prezentowanych na zdjęciach np.: w zależności od wybranych opcji. Informacje zawarte w niniejszym opracowaniu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.



WITKO Sp. z o.o.

Kompleksowe Wyposażenie i Projektowanie Laboratoriów
Odczynniki, Sprzęt Laboratoryjny, Doradztwo i Serwis

al. Piłsudskiego 143 | 92-332 Łódź | PL
T: +48 42 676 34 35 | E: bok@witko.com.pl
www.witko.com.pl

Zarząd: Małgorzata Witkowska, Sławomir Witkowski



partner of the
LLG
Lab Logistics Group

