

Rozpuszczalniki do LC-MS, chemsolve®

- Odczynniki marki chemsolve® spełniają jednocześnie wysokie wymagania analizy HPLC oraz specyficzne wymogi spektrometrii mas
- Charakteryzują się niską wartością pozostałości po odparowaniu oraz niskim poziomem zanieczyszczeń organicznych oraz jonów
- Zanieczyszczenia śladowe metali to maks. po 50 ppb każdego z pierwiastków: Al, Ca, Fe, K, Mg, Na (z wyjątkiem wody nr kat. 1205)
- Największa wartość piku mas w przeliczeniu na rezerpinę dla tej grupy odczynników wynosi 100 ppb (z wyjątkiem octanu etylu nr kat. 1202)
- Etykiety oraz certyfikaty analiz w języku polskim



Rabat do 67 %

Opis	Wielk. Op.	Min. ilość w zam.	Nr kat.	Cena kat. netto 1 op. PLN	Cena prom. netto 1 op. PLN
Acetonitryl do LC-MS (min. 99,95%), chemsolve®	1 L	6	1201.1000	193,41	110,00
Acetonitryl do LC-MS (min. 99,95%), chemsolve®	2,5 L	4	1201.2500	407,18	179,00
Etylu octan do LC-MS (min. 99,95%), chemsolve®	1 L	6	1202.1000	182,63	155,00
Metanol do LC-MS (min. 99,95%), chemsolve®	1 L	6	1203.1000	83,39	55,00
Metanol do LC-MS (min. 99,95%), chemsolve®	2,5 L	4	1203.2500	178,14	71,00
2-Propanol do LC-MS (min. 99,95%), chemsolve®	1 L	6	1204.1000	153,01	65,00
2-Propanol do LC-MS (min. 99,95%), chemsolve®	2,5 L	4	1204.2500	344,27	113,00
Woda do LC-MS, chemsolve®	1 L	6	1205.1000	57,29	47,00
Woda do LC-MS, chemsolve®	2,5 L	4	1205.2500	120,76	95,00
Kwas mrówkowy 0,1% w wodzie do LC-MS, chemsolve®	1 L	1	1206.1000	199,40	170,00
Kwas mrówkowy 0,1% w wodzie do LC-MS, chemsolve®	2,5 L	1	1206.2500	221,56	177,00
Kwas mrówkowy 0,1% w acetonitrylu do LC-MS, chemsolve®	1 L	1	1207.1000	394,21	327,00
Kwas mrówkowy 0,1% w acetonitrylu do LC-MS, chemsolve®	2,5 L	1	1207.2500	816,36	693,00

S.WITKO – Sławomir Witkowski

Odczynniki, Chromatografia, Szkolenia, Serwis
Autoryzowany dystrybutor Avantor Performance Materials (J.T.Baker) w Polsce

92-332 Łódź, al. Piłsudskiego 143
Tel. (42) 676-34-35, Fax (42) 676-34-43
E-mail: info@witko.com.pl, www.witko.com.pl
Zarząd: Małgorzata Witkowska, Sławomir Witkowski

Citibank Handlowy w Warszawie S.A. O/Łódź
Konto PLN nr: 60 1030 1205 0000 0000 5447 9201
Konto EURO nr: 13 1030 1205 0000 0000 5447 9271
NIP: 729-000-08-96, VAT ID: PL 7290000896

partner of the
LLG
Lab Logistics Group

