



## Twoje laboratorium Nasze rozwiązania

Oferta Specjalna  
Nr 14/2020

ważna do 15.10.2020

### Odczynniki do UHPLC-MS, chemsolve®

- Wysokiej jakości rozpuszczalniki dedykowane do analiz metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (UHPLC) ze spektrometrią mas
- Charakteryzują się:
  - wysoką czystością chemiczną
  - niską absorbancją UV
  - niskim poziomem zanieczyszczeń fluorescencyjnych
  - niską zawartością metali alkalicznych (<100 ppb)
  - niską wartością pozostałości po odparowaniu
- Największa wartość piku mas w przeliczeniu na rezerpinę wynosi od 30 do 50 ppb
- Napełniane w atmosferze gazu obojętnego
- Filtrowane przez filtr 0,1 µm
- Etykiety oraz certyfikaty w języku polskim



**Rabat do 50%**

Opis	Wielk. op.	Min. ilość op. w zam.	Nr kat.	Cena kat. netto 1 op. PLN	Cena prom netto 1 op. PLN
Acetonitryl do UHPLC-MS (min. 99,97%), chemsolve®	1 L	1	1401.1000	<del>1 037,00</del>	515,00
Acetonitryl do UHPLC-MS (min. 99,97%), chemsolve®	2,5 L	1	1401.2500	<del>2 120,00</del>	1 060,00
Etylu octan UHPLC-MS (min. 99,95%), chemsolve®	1 L	1	1402.1000	<del>904,33</del>	450,00
Etylu octan UHPLC-MS (min. 99,95%), chemsolve®	2,5 L	1	1402.2500	<del>1 295,61</del>	645,00
Metanol do UHPLC-MS (min. 99,97%), chemsolve®	1 L	1	1403.1000	<del>461,55</del>	230,00
Metanol do UHPLC-MS (min. 99,97%), chemsolve®	2,5 L	1	1403.2500	<del>801,00</del>	400,00
2-Propanol do UHPLC-MS (min. 99,95%), chemsolve®	1 L	1	1404.1000	<del>457,00</del>	245,00
2-Propanol do UHPLC-MS (min. 99,95%), chemsolve®	2,5 L	1	1404.2500	<del>829,64</del>	433,00
Woda do UHPLC-MS, chemsolve®	1 L	1	1406.1000	<del>327,25</del>	229,00
Woda do UHPLC-MS, chemsolve®	2,5 L	1	1406.2500	<del>633,00</del>	344,00

### S.WITKO – Sławomir Witkowski

Odczynniki, Chromatografia, Szkolenia, Serwis  
Autoryzowany dystrybutor Avantor Performance Materials (J.T.Baker) w Polsce

92-332 Łódź, al. Piłsudskiego 143  
Tel. (42) 676-34-35 Fax (42) 676-34-43  
E-mail: [info@witko.com.pl](mailto:info@witko.com.pl), [www.witko.com.pl](http://www.witko.com.pl)  
Zarząd: Małgorzata Witkowska, Sławomir Witkowski

Citibank Handlowy w Warszawie S.A. O/Łódź  
Konto PLN nr: 60 1030 1205 0000 0000 5447 9201  
Konto EURO nr: 13 1030 1205 0000 0000 5447 9271  
NIP: 729-000-08-96, VAT ID: PL 7290000896

