

System BAKER spe 12G

Zestaw do pracy z kolumnkami i speediskami SPE

Zawiera:

- komorę próżniową ze szkła borokrzemianowego
- pokrywę z poliamidu z 12 króćcami typu Luer'a z PTFE
- uszczelki ze spienionego PE, 2 szt
- zawór regulujący podciśnienie z PTFE
- statyw z półkami na odbieralniki eluatu z PTFE, 12 korków Luer'a

Dodatkowo do każdego zestawu bezpłatnie dołączamy:

- zbiór aplikacji **"BAKERBOND spe -Application Notes"** (do wyczerpania zapasu)
- podręcznik SPE: **"Solid Phase Extraction for Sample Preparation"** (do wyczerpania zapasu)
- 12 zaworów z PP (do wyczerpania zapasu)

Rabat do 25 %



Opis	Wielk. op.	Nr kat.	Cena kat. netto PLN	Cena prom. netto PLN*
System BAKER spe 12G	1	7520-94	4 818,77	3 614,00
Zawory typu Luer; z PTFE, do systemu BAKER spe 12G i 24 G	12	7514-00	2 087,30	1 805,00
Zawory metalowe; platerowane niklem i chromem; do systemu BAKER spe 12G i 24 G.	12	4505	2 642,71	2 250,00
Pokrywa do suszenia kolumnek SPE i zatężania eluatu; z poliamidu	1	4581	2 155,64	1 990,00
Pompa membranowa próżniowa, N022AN.18, 15 L/min, 100 mbar (abs.), 4 Bar	1	9880530	3 114,80	2 550,00
Pompa membranowa próżniowa, chemoodporna, N810.3.FT.18, 10 L/min, 8 mbar (abs)	1	9880612	6 744,40	5 395,00
Butla szklana, korek z gumy szarej, rurka szklana, dwa węże po 2 mb każdy	zestaw	09001-F01	702,00	680,00

S.WITKO – Sławomir Witkowski

Odczynniki, Chromatografia, Szkolenia, Serwis
Autoryzowany dystrybutor Avantor Performance Materials (J.T.Baker) w Polsce

92-332 Łódź, al. Piłsudskiego 143
Tel. (42) 676-34-35, Fax (42) 676-34-43
E-mail: info@witko.com.pl, www.witko.com.pl
Zarząd: Małgorzata Witkowska, Sławomir Witkowski

Citibank Handlowy w Warszawie S.A. O/Łódź
Konto PLN nr: 60 1030 1205 0000 0000 5447 9201
Konto EURO nr: 13 1030 1205 0000 0000 5447 9271
NIP: 729-000-08-96, VAT ID: PL 7290000896

partner of the
LLG
Lab Logistics Group

