






## Bezpieczeństwo w dobie pandemii (Oferta Nr 25/2020)

ważna do 30.11.2020

	Nr kat.	Produkt	Cena netto PLN
 <p><b>Wynik w 15 min.!</b></p>	LLG-1223020 pow. 20 opak. od 9 do 20 opak. od 1 do 8 opak.	<b>BIOSYNEX COVID-19 Ag BSS - Wykrywanie antygeny SARS-CoV-2 w wymazach z nosogardzieli.</b> (czułość: 96%, swoistość: 100%, dokładność: 98%)  <b>Materiały dostarczone w zestawie:</b> 25 płytek testowych, 2 fiołki z buforem ekstrakcyjnym, 25 jałowych wymazówek, 25 probówek ekstrakcyjnych, 1 statyw do probówek, Instrukcja obsługi testu (w j. polskim)  <b>25 testów w 1 opak.</b> 	32,00 */ 1 test 36,00 */ 1 test 40,00 */ 1 test
 <p><b>Wynik w 10 min.!</b></p>	LLG-1222382 pow. 20 opak. od 9 do 20 opak. od 1 do 8 opak.	<b>BIOSYNEX COVID-19 BSS – Wykrywanie przeciwciał (IgG i IgM) przeciwko SARS-CoV-2 w krwi pełnej surowicy lub osoczu.</b> (dla IgG: czułość: 100,0%, swoistość: 99,5%, dokładność: 100,0%) (dla IgM: czułość: 92,6%, swoistość: 99,2%, dokładność: 98,0%)  <b>Materiały dostarczone w zestawie:</b> Kasety testowe, Kapilary, Bufor, Instrukcja obsługi testu (w j. polskim). <b>25 testów w zestawie</b>  	44,00 */ 1 test 48,00 */ 1 test 52,00 */ 1 test
	LLG-1223007	<b>5 testów w zestawie + 5 nakłuwaczy + 5 kroplomierzy</b>	65,00 */ 1 test
	LLG-1222423	<b>Termometr medyczny AET-R1F1, bezdotkowy na podczerwień.</b> Pomiar jednym przyciskiem, łatwy w obsłudze. Wynik już po 1 s. Jakość gwarantowana przez TÜV Rheinland - Certyfikowany System Jakości ISO 13485. Funkcja alarmu w przypadku podwyższonej temperatury ciała.  Zakres pomiaru: 32,0°C – 42,2°C, Rozdzielczość: 0,1°C Cyfrowy wyświetlacz LED  	249,00 *
	LLG-9260150	<b>Minutnik, LLG, do 99 min i 59 s, magnes do łatwego mocowania, zawiera baterię LR 44</b>	33,00
	LLG-1222367	<b>Maski jednorazowe, 3-warstwowe z certyfikatem CE</b> 50 szt./op.	145,00
	LLG-1222418	<b>Przyłbica ochronna z regulowaną opaską na głowę. Spełnia wymagania normy PN-EN 166:2005 oraz oznaczona jest znakiem CE.</b> Według wytycznych Ministra Zdrowia, przyłbica może być stosowana zamiennie z maseczką w celu zasłaniania nosa i ust.	18,50

	Nr kat.	Produkt	Cena netto PLN
	<b>Kombinezony jednorazowe, HDPE, Tyvek® Classic Xpert</b> Typ 5/6, z kapturem w kolorze białym, rozmiary od M do XXL. Wytrzymałe i lekkie (<180 g). Spełniają normy EN 14126 (ochrona przed czynnikami infekcyjnymi), EN 1073-2 (ochrona przed radioaktywnymi cząstkami stałymi).		
	LLG-9390057	<b>Rozmiar L</b>	69,00
	LLG-9390058	<b>Rozmiar XL</b>	69,00
	LLG-9390059	<b>Rozmiar XXL</b>	52,00
	LLG-9005091	<b>Okulary ochronne, Visitor</b> , szkła przezroczyste z poliwęglanu, grubość 2 mm	9,62
	LLG-9006375	<b>Rękawice nitylowe, bezpudrowe, LLG Standard</b> , niebieskie, teksturowane palce. Spełniają m.in. normę EN ISO 374-5 dotyczącą zabezpieczenia jakie stanowią rękawice wobec mikroorganizmów w tym bakterii i wirusów, 240 mm <b>Rozmiar S</b> , 100 szt.	49,00 *
	LLG-9006379	<b>Rękawice nitylowe, bezpudrowe, LLG Strong</b> , niebieskie, teksturowane palce. Spełniają m.in. normę EN ISO 374-5 dotyczącą zabezpieczenia jakie stanowią rękawice wobec mikroorganizmów w tym bakterii i wirusów, 240 mm. <b>Rozmiar S</b> , 100 szt. <i>Wyjątkowa trwałość - zwiększona grubość materiału</i>	63,90
	<b>Rękawice lateksowe, bezpudrowe, LLG, Classic</b> , bezpudrowe. Spełniają m.in. normę EN ISO 374-5 dotyczącą zabezpieczenia jakie stanowią rękawice wobec mikroorganizmów w tym bakterii i wirusów. Odpowiednie do pracy z żywnością.		
	LLG-9006384	<b>Rozmiar M</b> , 100 szt.	69,00
	LLG-9006385	<b>Rozmiar L</b> , 100 szt.	69,00
	LLG-9006386	<b>Rozmiar XL</b> , 90 szt.	69,00
	LLG-9404051	<b>Worki na odpady biologiczne, PP, LLG, z nadrukiem "Biohazard"</b> <b>14 L</b> , przezroczyste, 50 szt.	72,69
	LLG-9404052	<b>35 L</b> , przezroczyste, 50 szt.	123,00
	LLG-6285815	<b>80 L, czerwone, ze wskaźnikiem sterylności</b> , 100 szt.	669,20
	LLG-1219856	<b>Płyn do dezynfekcji rąk i powierzchni Hyseptant Anti-Virus Plus</b> , Posiada właściwości wirusobójcze, bakteriobójcze i grzybobójcze. Skład: 70 % EtOH.  <b>Kanister z tworzywa, 5 L</b>	91,65 *
	<b>Płyn do higienicznej dezynfekcji rąk DECONSOLVE 85 Plus</b> , chemsolve®, <b>działa 2 x szybciej</b> niż 70% roztwór alkoholu. Szerokie spektrum - bardzo skuteczne działanie bakteriobójcze, drożdżobójcze, przeciwpłatkowe i wirusobójcze – wystarczy 30 sek <b>Wykonany z czystych chemicznie składników:</b> 83% EtOH + 2% 2-Propanol + H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> + gliceryna <b>Formuła zgodna z zaleceniami WHO.</b> W odróżnieniu od niskiej jakości produktów <i>nie lepi się i nie ma nieprzyjemnego zapachu.</i> <b>Kanister z tworzywa HDPE, 5 L</b> <b>Buteleczka z tworzywa HDPE z rozpylaczem, 100 mL</b>		
	CHS-4601.5000 CHS-4601.0100		170,00 * 10,99 *

Prosimy o powołanie się na Nr Oferty

\* VAT 8% dla cen oznaczonych gwiazdką

v. 2020.10.30

## WITKO Group

Kompleksowe Wyposażenie i Projektowanie Laboratoriów  
Odczynniki, Sprzęt Laboratoryjny, Doradztwo i Serwis

92-332 Łódź, al. Piłsudskiego 143  
Tel. (42) 676-34-35 Fax (42) 676-34-43

E-mail: [bok@witko.com.pl](mailto:bok@witko.com.pl), [www.witko.com.pl](http://www.witko.com.pl), [www.biosynex.com](http://www.biosynex.com)

Zarząd: Małgorzata Witkowska, Sławomir Witkowski

partner of the  
**LLG**  
Lab Logistics Group

