









Trzecia fala pandemii COVID – niezbędne produkty ochrony osobistej i BHP (Oferta Nr 8/2021)

ważna do 30.04.2021

	Nr kat.	Produkt	Cena netto PLN
 <p>Wynik w 1,5 h zamiast 2,5-3h! Czas przygotowania 96 próbek tylko 20 min</p>	LLG-1223034 LLG-1223033 LLG-1223037	<p>BIOSYNEX AMPLIQUICK® - Pełny system wykrywania wirusów metodą RT-PCR</p> <p>System BIOSYNEX AMPLIQUICK® obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • BIOSYNEX AMPLIQUICK® SARS CoV-2 - Płytki do RT-PCR SARS CoV2, 5x96 próbek • BIOSYNEX AMPLIQUICK® Viral Lysis - Płytki do izolowania wirusowego RNA w 15 min, 5x96 próbek • BIOSYNEX AMPLIQUICK® Viral Sample Collection - Wymazówki z buforem, 100 szt. <p>W trybie FAST redukcja czasu PCR do 49 min.</p> <p>CE IVD</p> <p>BIOSYNEX EASY DIAGNOSTICS FOR LIFE</p>	17 975,00** 8 985,00* 950,00*
 <p>Wynik w 15 min.!</p>	LLG-1223020 pow. 20 opak. od 9 do 20 opak. od 1 do 8 opak. LLG-1233191 LLG-1233192	<p>BIOSYNEX COVID-19 Ag BSS - Wykrywanie antygeny SARS-CoV-2 w wymazach z nosogardzieli. (czułość: 96%, swoistość: 100%, dokładność: 98%)</p> <p>Materiały dostarczone w zestawie 25 szt.: 25 płytek testowych, 2 fiołki z buforem ekstrakcyjnym, 25 jałowych wymazówek, 25 probówek ekstrakcyjnych, 1 statyw do probówek, Instrukcja obsługi testu (w j. polskim)</p> <p>Materiały dostarczone w zestawie 10 szt.: 10 płytek testowych, 1 fiołka z buforem, 10 jałowych wymazówek, 10 probówek ekstrakcyjnych, Instrukcja obsługi testu (w j. polskim)</p> <p>Materiały dostarczone w zestawie 5 szt.: 5 płytek testowych, 1 fiołka z buforem, 5 jałowych wymazówek, 5 probówek ekstrakcyjnych, Instrukcja obsługi testu (w j. polskim)</p> <p>CE IVD</p> <p>BIOSYNEX EASY DIAGNOSTICS FOR LIFE</p>	26,00**/ 1 test 29,00**/ 1 test 32,00**/ 1 test 34,00**/ 1 test 36,00**/ 1 test
 <p>Wynik w 10 min.!</p>	LLG-1222382 pow. 20 opak. od 9 do 20 opak. od 1 do 8 opak. LLG-1223007	<p>BIOSYNEX COVID-19 BSS – Wykrywanie przeciwciał (IgG i IgM) przeciwko SARS-CoV-2 w krwi pełnej surowicy lub osoczu. (dla IgG: czułość: 100,0%, swoistość: 99,5%, dokładność: 100,0%) (dla IgM: czułość: 92,6%, swoistość: 99,2%, dokładność: 98,0%)</p> <p>Materiały dostarczone w zestawie: Kasety testowe, Kapilary, Bufor, Instrukcja obsługi testu (w j. polskim). 25 testów w zestawie</p> <p>CE IVD</p> <p>BIOSYNEX EASY DIAGNOSTICS FOR LIFE</p>	35,00**/ 1 test 38,00**/ 1 test 41,00**/ 1 test 45,00**/ 1 test
	LLG-1222423	<p>Termometr medyczny AET-R1F1, bezdotykowy na podczerwień. Pomiar jednym przyciskiem, łatwy w obsłudze. Wynik już po 1 s. Jakość gwarantowana przez TÜV Rheinland - Certyfikowany System Jakości ISO 13485. Funkcja alarmu w przypadku podwyższonej temperatury ciała.</p> <p>Zakres pomiaru: 32,0°C – 42,2°C, Rozdzielczość: 0,1°C Cyfrowy wyświetlacz LED</p> <p>if DESIGN AWARD 2020</p>	239,00 *

	Nr kat.	Produkt	Cena netto PLN
	LLG-1222383	Maski jednorazowe, trójwarstwowe 20 szt./op	9,80
	Kombinezony jednorazowe, HDPE, Tyvek® Classic Xpert Typ 5/6, z kapturem w kolorze białym, rozmiary od M do XXL. Wytrzymałe i lekkie (<180 g). Spełniają normy EN 14126 (ochrona przed czynnikami infekcyjnymi), EN 1073-2 (ochrona przed radioaktywnymi cząstkami stałymi).		
	LLG-9390057	Rozmiar L	49,00
	LLG-9390058 LLG-9390059	Rozmiar XL Rozmiar XXL	49,00 39,00
	LLG-9006379	Rękawice nitylowe, bezpudrowe, LLG Strong, niebieskie, teksturowane palce. Spełniają m.in. normę EN ISO 374-5 dotyczącą zabezpieczenia jakie stanowią rękawice wobec mikroorganizmów w tym bakterii i wirusów, 240 mm. Rozmiar S, 100 szt. <i>Wyjątkowa trwałość - zwiększona grubość materiału</i>	59,00
	LLG-9005351 LLG-9005352	Rękawice winylowe „Premium”, Unigloves, hipoalergiczne, bezpudrowe, z wywinętymi mankietami. Spełniają normę EN 455:1-4, posiadają znak CE. Rozmiar M, 100 szt. Rozmiar L, 100 szt.	59,00* 59,00*
	LLG-4668784	Końcówki do pipet, LLG Labware, z filtrem 2.0, PP, sterylne. Kompatybilne ze wszystkimi popularnymi markami pipet. Wolne od DNaz i RNaz, z podziałką. 0,1 – 10 µL, 10 pudełek po 96 końcówek	265,00
	LLG-6262867	Końcówki do pipet, Ratiolab, z filtrem HDPE, sterylne. Końcówki ze specjalnymi filtrami chroniącymi tłok pipety przed zanieczyszczeniem aerozolami i wciąganyymi płynami, certyfikowany brak DNaz i RNaz. 1 – 20 µL, 10 pudełek po 96 końcówek	359,00*
	LLG-1219856	Płyn do dezynfekcji rąk i powierzchni Hyseptant Anti-Virus Plus, Posiada właściwości wirusobójcze, bakteriobójcze i grzybobójcze. Skład: 70 % EtOH. Kanister z tworzywa, 5 L	91,65 *
	CHS-4601.5000 CHS-4601.0100	Płyn do higienicznej dezynfekcji rąk DECONSOLVE 85 Plus, chemsolve®, działa 2 x szybciej niż 70% roztwór alkoholu. Szerokie spektrum - bardzo skuteczne działanie bakteriobójcze, drożdżobójcze, przeciwpłatkowe i wirusobójcze – wystarczy 30 sek. Wykonany z czystych chemicznie składników: 83% EtOH + 2% 2-Propanol + H ₂ O ₂ + gliceryna Formuła zgodna z zaleceniami WHO. W odróżnieniu od niskiej jakości produktów <i>nie lepi się i nie ma nieprzyjemnego zapachu.</i> Kanister z tworzywa HDPE, 5 L Buteleczka z tworzywa HDPE z rozpylaczem, 100 mL	137,00 * 10,99 *

Prosimy o powołanie się na Nr Oferty

* VAT 8%

** VAT 0%

v. 2021.03.31

WITKO Group

Kompleksowe Wyposażenie i Projektowanie Laboratoriów
Odczynniki, Sprzęt Laboratoryjny, Doradztwo i Serwis

92-332 Łódź, al. Piłsudskiego 143

Tel. (42) 676-34-35 Fax (42) 676-34-43

E-mail: bok@witko.com.pl, www.witko.com.pl, www.biosynex.com

Zarząd: Małgorzata Witkowska, Sławomir Witkowski

partner of the
LLG
Lab Logistics Group

