

Pipety Acura® manual 825 i 835

Zamów demo!

- Łatwa i wiarygodna regulacja pojemności
- Doskonałe dopasowanie do dłoni, pewna kontrola jedną ręką
- Precyzyjne, cyfrowe wskazanie pojemności widoczne cały czas
- Regulowany wyrzutnik końcówek* Justip™ pasujący do większości końcówek
- System kalibracji przez użytkownika Swift-set*
- Odporność na wstrząsy, promieniowanie UV oraz autoklawowanie
- Certyfikat CE IVD 98/79 EEC

Rabat 35 %



Pipety Acura® manual 826 XS

Zamów demo!

Dodatkowe zalety w porównaniu z serią 825:

- Nowe sprężyny i uszczelki zapewniające wyjątkowo płynne działanie
- Zredukowany ciężar – lżejsze od pipet wiodących producentów (waga od 84 g do 88 g)
- Zwiększona precyzja prowadzenia pipety, krótki, wąski trzonek
- Stożkowy, krótki koniec ułatwia pracę z mikroprobówkami

Rabat 35 %



Nr kat.	Typ	Poj. µL	Podziałka µL	Il. szt. w op.	Cena kat. netto PLN	Cena prom. netto PLN
LLG-9411590	825	0,1 – 2	0,002	1	1 149,20	746,98
LLG-9411591	825	0,5 – 10	0,01	1	1 149,20	746,98
LLG-9411592	825	1 – 10	0,01	1	1 076,40	699,66
LLG-9411593	825	2 – 20	0,02	1	1 076,40	699,66
LLG-9411594	825	5 – 50	0,1	1	1 076,40	699,66
LLG-9411595	825	10 – 100	0,1	1	1 076,40	699,66
LLG-9411596	825	20 – 200	0,2	1	1 076,40	699,66
LLG-9411597	825	100 – 1000	1	1	1 076,40	699,66
LLG-9411598	835	500 – 5000	10	1	1 185,60	770,64
LLG-9411599	835	1000 - 10000	10	1	1 185,60	770,64
LLG-9411640	826 XS	0,1 – 2	0,002	1	1 279,20	831,48
LLG-9411641	826 XS	0,5 – 10	0,01	1	1 279,20	831,48
LLG-9411642	826 XS	1 – 10	0,01	1	1 196,00	777,40
LLG-9411643	826 XS	2 – 20	0,02	1	1 196,00	777,40
LLG-9411644	826 XS	5 – 50	0,1	1	1 196,00	777,40
LLG-9411645	826 XS	10 – 100	0,1	1	1 196,00	777,40
LLG-9411646	826 XS	20 – 200	0,2	1	1 196,00	777,40
LLG-9411647	826 XS	100 - 1000	1	1	1 196,00	777,40

WITKO Group

Kompleksowe Wyposażenie i Projektowanie Laboratoriów
Odczynniki, Sprzęt Laboratoryjny, Doradztwo i Serwis

92-332 Łódź, al. Piłsudskiego 143

Tel. (42) 676-34-35 Fax (42) 676-34-43

E-mail: bok@witko.com.pl, www.witko.com.pl

Zarząd: Małgorzata Witkowska, Sławomir Witkowski

Pipety Acura® manual 855

Zamów demo!

- 8- i 12-kanalowe modele do 350 μ L
- Lekkie, idealnie dopasowane do dłoni
- Łatwe w obsłudze
- Precyzyjny odczyt aktualnie ustawionej pojemności, widoczny przez cały czas
- Obrotowy moduł dozujący (360°)
- Regulowany wyrzutnik końcówek dopasowany do większości końcówek
- Zintegrowany system kalibracji
- Możliwość sterylizacji w autoklawie (121 °C)

Rabat 35 %



Nr kat.	Kanały	Poj. μ L	Podziałka μ L	Il. szt. w op.	Cena kat. netto PLN	Cena prom. netto PLN
LLG-9411630	8	0,5 – 10	0,01	1	2 958,80	1 923,22
LLG-9411631	8	5 – 50	0,1	1	2 771,60	1 801,54
LLG-6286775	8	10 – 100	0,1	1	2 771,60	1 801,54
LLG-9411632	8	20 – 200	0,2	1	2 771,60	1 801,54
LLG-9411633	8	40 – 350	0,4	1	2 771,60	1 801,54
LLG-9411634	12	0,5 – 10	0,01	1	3 411,20	2 217,28
LLG-9411635	12	5 – 50	0,1	1	3 187,60	2 071,94
LLG-9411636	12	20 – 200	0,2	1	3 187,60	2 071,94
LLG-9411637	12	40 - 350	0,4	1	3 187,60	2 071,94

Końcówki do pipet Qualitix®, z filtrem, naturalne, sterylne

- Szeroki wybór, doskonała jakość
- Filtr o wysokiej gęstości zapobiega skażeniu aerozolem
- Wolne od DNaz i RNaz
- Kompatybilność z pipetami różnych producentów

Rabat 35 %



Nr kat.	Opis	Poj. μ L	Il. szt. w op.	Cena kat. netto PLN	Cena prom. netto PLN
LLG-6289209	Mikro, cienkie, z podziałką	10	12 statywów po 96 szt.	702,00	456,30
LLG-6289214	Mikro, długie, cienkie	10	10 statywów po 96 szt.	702,00	456,30
LLG-6289217	Skośna końcówka	20	10 statywów po 96 szt.	702,00	456,30
LLG-6289218	Skośna końcówka	100	10 statywów po 96 szt.	702,00	456,30
LLG-6289224	Skośna końcówka	200	10 statywów po 96 szt.	702,00	456,30
LLG-6289231	Ekstra długie, cienkie	200	6 statywów po 96 szt.	702,00	456,30
LLG-6289237	Uniwersalne, cienkie	1000	6 statywów po 96 szt.	621,40	403,91

WITKO Group

Kompleksowe Wyposażenie i Projektowanie Laboratoriów
Odczynniki, Sprzęt Laboratoryjny, Doradztwo i Serwis

92-332 Łódź, al. Piłsudskiego 143

Tel. (42) 676-34-35 Fax (42) 676-34-43

E-mail: bok@witko.com.pl, www.witko.com.pl

Zarząd: Małgorzata Witkowska, Sławomir Witkowski