

Inteligentna Destylacja



MADE IN
GERMANY

10 lat przeciętnego okresu bezawaryjnej eksploatacji oraz 3 lata gwarancji czynią zakup wyparki firmy Heidolph opłacalną inwestycją

Materiały zgodne z wymogami FDA, przezroczyste i odporne na działanie promieni UV, z wysoką odpornością chemiczną

Możliwość osiągnięcia do 40% większej szybkości parowania dzięki szczelnej chłodnicy XL z największą na rynku powierzchnią kondensacji (2200 cm²)

Nowy, wysoce odporny chemicznie kołnierz znajdujący się od strony chłodnicy pozwala na długotrwałą, ciągłą pracę, oszczędzając przy tym wydatki na części zamienne. Dostępny również w wersji z FFKM do użytku z ekstremalnie agresywnymi mediami.

Wyjątkowa łatwość użycia dzięki opatentowanemu uchwytowi Easy-Clip, zapewniającemu łatwy demontaż zapiekających się kolb, oraz dzięki nieprzywierającym rurkom wyparnym z tulejami zaciskowymi, zapobiegającymi uszkodzeniom szkła i znacząco zmniejszającymi koszt części zamiennych

Innowacyjne zawory wentylacyjne i zasilające bez szlifów zapewniają maksymalną szczelność bez użycia smarów

Bezpieczna łaźnia grzejna z uchwytami i wylewem wyłączy grzanie jeśli temperatura przekroczy o 5°C temperaturę maksymalną 210°C lub w łaźni zabraknie medium

Zdemontowany panel kontrolny pozwala na najwyższe bezpieczeństwo pracy z zewnątrz zamkniętych dygestoriów

Połączenia kabla z łaźnią posiadają wysoką klasę ochrony IP 67 w celu zabezpieczenia przed korozją i zwarciami

Ciągła, nienadzorowana destylacja bez ograniczeń – w połączeniu z modulem automatycznym Distimatic Bench-top umożliwia prowadzenie zautomatyzowanej i ciągłej destylacji przez 24/7. Stanowi alternatywę dla dużych wyparek przemysłowych

Oddzielny wyłącznik grzania zabezpiecza przed przegrzaniem - podświetlenie przycisku zapewnia dodatkową, wizualną kontrolę

Metalowy wspornik pomiędzy łaźnią grzejną, a jednostką podstawową zapobiega niestabilności łaźni



www.witko.com.pl
www.heidolph.com

heidolph
research made easy