



PRODUKTY DO CHROMATOGRAFII J.T.BAKER



Kolumny i fazy do HPLC

J.T.Baker oferuje szeroką paletę kolumn do HPLC oraz sorbentów luzem (do samodzielnego napełniania). Posiadamy specjalistyczne kolumny do analiz takich ważnych substancji jak WWA (BAKERBOND PAH 16-Plus), fenoli (BAKERBOND ENV), pestycydów (BAKERBOND Umwelt), substancji zasadowych, analizowanych często w buforach kwaśnych, takich jak leki np. witaminy (BAKERBOND BDC). W naszym programie znajdują się także kolumny do analiz i preparatyki białek, polipeptydów, przeciwciał oraz kolumny chiralne.



Kolumny i sorbenty BAKERBOND do flash chromatografii



Zestaw Bakera do chromatografii kolumnowej prowadzonej przy podwyższonym ciśnieniu składa się z kolumny szklanej z kranikiem (oferowanej w czterech wielkościach), pojemnika na eluent, który mocuje się na szlif kulisty i zacisk na kolumnie chromatograficznej oraz regulatora nadciśnienia ustalającego przepływ eluenta. W ofercie znajdują się również sorbenty BAKERBOND do flash chromatografii, w tym fazy normalne, odwrócone oraz wymiennicze jonowe.

Płytki do TLC

Więcej informacji na temat produktów J.T.Baker można znaleźć na stronie internetowej producenta: <http://www.mallbaker.com> oraz w serwisie internetowym <https://www.witko.com.pl/sklep/index.php>.

S.WITKO

Przedstawiciel Mallinckrodt Baker, Lab Logistics Group GmbH, KNF, Calliper LS i Waldner w Polsce

92-332 ŁÓDŹ, AL. PIŁSUDSKIEGO 143
Tel. (042) 676-34-35 Fax (042) 676-34-43
E-mail: info@witko.com.pl
www.witko.com.pl

CITIBANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. O/ŁÓDŹ
Konto nr: 60 1030 1205 0000 0000 5447 9201
NIP: 729-000-08-96

