



3 Stoły i zlewy laboratoryjne

Stoły laboratoryjne są jednym z najważniejszych komponentów systemu **SCALA**.

Konsekwentne dążenie do rozdzielenia instalacji zasilania w media od instalacji meblowej zapewnia olbrzymią elastyczność w laboratorium.

Warianty naszych stołów laboratoryjnych mogą być konfigurowane z różnego rodzaju blatami w zależności od aplikacji stosowanych w laboratorium.

Stoły laboratoryjne charakteryzują się bardzo dużą stabilnością i świetną prezentacją.

Zasilanie w wodę musi spełnić wiele rozmaitych wymagań w laboratorium.

Zlewy laboratoryjne, zlewy zintegrowane, zlewiki w blacie i nadstawkach serwisowych są zainstalowane w laboratorium zgodnie z wymaganą przez użytkownika specyfikacją.

Jeśli wymagana jest elastyczność instalacji zlewów (**Skrzydło®**, podwieszany sufit, podwieszany panel serwisowy) wówczas oferujemy rozwiązania mobilne dla szybszych zmian konfiguracji laboratorium.



Stoły i zlewy laboratoryjne



3

Stoły i zlewy laboratoryjne

Nasze stoły laboratoryjne oferują olbrzymią ilość możliwych konfiguracji.

Ramy do stołów wykonane są z należytą precyzją z profili stalowych o przekroju prostokątnym. Konstrukcje nośne stołów gwarantują ładowność nie mniejszą niż 200 kg/m². Dzięki wysokiej precyzji wykonania i zabezpieczeniu powierzchni przed wpływem warunków zewnętrznych za pomocą homogennej powłoki epoksydowej nasze ramy nośne mają nieskazitelny wygląd.

Błaty robocze mogą być wybrane z całego zakresu dostępnych na rynku rozwiązań, w zależności od wymagań użytkownika.

Ramy stołowe do różnych zastosowań

W zależności od specyfikacji, ramy C-kształtne, H-kształtne oraz wsporniki L-kształtne stanowią trzy możliwe systemy nośne dla stołów laboratoryjnych. W połączeniu z ramami można stosować szafki podwieszane oraz mobilne. Dzięki temu można w bardzo prosty sposób zmieniać konfigurację laboratorium.

Dostępność rozmaitych szerokości

Aby właściwie podzielić powierzchnię roboczą w laboratorium, w zależności od wymagań, mamy w swojej ofercie rozmaite szerokości konstrukcji nośnych.

Zwiększony zakres poziomowania

Nowy system poziomowania ramy gwarantuje możliwość regulacji w zakresie do 23 mm, a opcjonalnie nawet w zakresie do 50 mm. Dzięki nowej konstrukcji zapewniony jest łatwy dostęp do regulacji oraz szybkie i precyzyjne poziomowanie stołów.

Łatwość czyszczenia

Nowy system utrzymuje konstrukcję ramy C-kształtnej 30 mm ponad powierzchnią podłogi, co umożliwia wygodny dostęp i dokładne czyszczenie powierzchni pomiędzy podłogą i ramą.

**Rama H-kształtna**

zapewnia największą stabilność dla każdego rodzaju stołów laboratoryjnych.

Ramy C-kształtne

są bardzo stabilne i gwarantują nośność 200 kg/m². Dostarczają użytkownikom większą przestrzeń na nogi oraz wygodniejszy dostęp do miejsc siedzących w konfiguracji z szafkami.

Wspornik L-kształtny

Daje bezgraniczną swobodę dla przestrzeni pod stołem. Konstrukcja jest połączona z nadstawką serwisową lub bezpośrednio ze ścianą.

Możliwość przesuwania szafek podwieszanych

Nowy profil konstrukcji ram C-kształtnych oraz wsporników L-kształtnych daje możliwość przesuwania szafek podwieszanych wzdłuż całej szerokości ciągu meblowego.

Ruchome panele osłonowe

Do stołów nie wyposażonych w szafki mogą być zastosowane panele przesuwne, które osłaniają instalacje mediów schowanych za ramą.

Wyposażenie dodatkowe

Dostawki do stołów laboratoryjnych typu Swing oraz stół okrągły są niezależnymi konstrukcjami, które w dowolny sposób można łączyć z pozostałymi komponentami systemu w celu uzyskania nowych konfiguracji. Mają one możliwość regulowania wysokości w zakresie od 700 do 950 mm.

Mobilne biurko typu Rack

Rack jest idealnym rozwiązaniem do zainstalowania wyposażenia dodatkowego (jak zlewik mobilny AquaEl) oraz innych urządzeń laboratoryjnych. Półki o dużej nośności mają regulację wysokości zawieszenia, a mobilna konstrukcja pozwala na szybkie przemieszczanie go po całym laboratorium.



3

Stoły i zlewy laboratoryjne

Zlewy laboratoryjne mogą być stosowane bez żadnych ograniczeń i można je instalować dokładnie tam gdzie są potrzebne. Nowy wygląd zlewów doskonale pasuje do całości systemu **SCALA**. Materiały, z których produkowane są zlewy (kamionka, polipropylen, stal nierdzewna, żywica epoksydowa) charakteryzują się najwyższymi odpornościami chemicznymi oraz wysoką wytrzymałością mechaniczną.

Kamionkowe zlewy modułowe

Nasze zlewy modułowe mogą być zainstalowane jako zlewy frontowe lub wstawione w dowolnym miejscu ciągów meblowych. Moduły z najwyższej jakości kamionki są wykonane z jednego kawałka bez spoin. Zlewy modułowe są montowane na szafkach na cokole. Szafki mogą być wyposażone w szuflady i drzwi na zawiasach lub drzwi uchylne, w zależności od potrzeb użytkownika.

Zlewy modułowe i zlewiki zainstalowane w blacie

Oferujemy dwa możliwe typy instalacji zlewików: zlewiki modułowe (wykonane z kamionki lub z polipropylenu), które są zainstalowane w nadstawkach serwisowych ponad blatem oraz zlewiki zainstalowane bezpośrednio w blacie (wykonane z kamionki, polipropylenu, żywicy epoksydowej lub stali nierdzewnej).



Zlewy laboratoryjne

Zlewy są komponentami instalowanymi na stałe. Mogą być umiejscowione przy ścianie lub przy nadstawce serwisowej. Zlewy mogą być połączone w ciąg z różnego rodzaju blatami.

Mobilne zlewy i AquaEl

Zlewy mobilne stanowią uzupełnienie laboratoriów wyposażonych w **Skrzydło®** i podwieszany sufit. Taka konfiguracja zapewnia nieograniczone możliwości zmian i modyfikacji. Zlew mobilny jest podłączony do mediów za pomocą elastycznych przyłączy. AquaEl jest przystosowany do łatwego podłączenia instalacji mediów i kanalizacji do modułów serwisowych. Systemy zlewów mobilnych są wyposażone w pompy, które usuwają ścieki przez system elastycznych rur kanalizacyjnych.