

4

Szafki i szafy laboratoryjne

Nowy system mebli laboratoryjnych **SCALA** oferuje szeroki wybór możliwości składowania, zapewnia szybki dostęp i bezpieczne przechowywanie.

Wszystkie szafy i szafki mogą być dowolnie wyposażone i dzięki temu dają optymalne wykorzystanie przestrzeni we wszystkich obszarach laboratorium.

Komponenty te zostały zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z najwyższymi standardami jakości Waldnera.

Szafki i szafy laboratoryjne są zaprojektowane do bezpośredniej i łatwej adaptacji do nowych wymagań.

Podczas konstruowania nowego systemu położono największy nacisk na jakość i wysoką trwałość. Nawet po tysiącach zmian załadunku, drzwi, zawiasy oraz szuflady i półki, nie wykazują żadnych oznak zużycia. Długoletnia trwałość gwarantowana jest dzięki starannej i precyzyjnej produkcji oraz dzięki zastosowaniu najwyższej jakości surowców.

Poza szafami laboratoryjnymi, szafkami wiszącymi, nadstawkami na szafy, szafkami laboratoryjnymi i szafami typ pull-out, posiadamy szafy wentylowane do bezpiecznego składowania rozpuszczalników, kwasów, zasad, butli z gazem oraz odpadów.

Szeroki zakres możliwości

Dla zapewnienia maksymalnej elastyczności w laboratorium, oferujemy szeroki wybór szafek i szaf. Szafki na cokole stanowią konstrukcję nośną dla stołu i nie wymagają stosowania ram. Szafki mobilne lub podwieszane można konfigurować z ramami C i H-kształtnymi oraz wspornikami L-kształtnymi lub umieszczać pod dygestoriami.

Projekt i funkcjonalność idą w parze

Aluminiowe uchwyty wykonane bez spoin są odporne na chemikalia oraz bardzo łatwe i wygodne do czyszczenia. Pewne obszary laboratorium można wyróżnić poprzez zastosowanie frontów szafek w innym kolorze (np. orzecha włoskiego).

Nasze szafki wiszące są mocowane do nadstawek serwisowych lub ścian bez widocznych szczelin.

Większa mobilność laboratorium

Szafki mobilne wyposażone są w cztery kółka – dwa z nich mają blokadę. Dzięki temu mogą być łatwo wsunięte pod ramę nośną stołu lub stół laboratoryjny. Wysokość kółek jest dopasowana do wymiarów systemowych i równa z cokołem szafek.



Większe bezpieczeństwo

System samozamykający i blokada zabezpieczająca przed jednoczesnym otwarciem więcej niż jednej szuflady zapobiega przed przewróceniem się szafki mobilnej. Nadstawki na szafy laboratoryjne wyposażone zostały w szynę, która pozwala na stabilne i bezpieczne oparcie drabiny.

Większa powierzchnia składowania

Głębokość szafek 550 mm i szuflad 500 mm zapewnia pełne użycie powierzchni składowania. Dodatkowo zaprojektowano specjalne szafki, które pozwalają na efektywne wykorzystanie przestrzeni w narożnikach pomieszczeń.

Optymalna ochrona powierzchni i brzegów

Powierzchnie laminowane żywicą melaminową są łatwe do czyszczenia i odporne na chemikalia. Wszystkie elementy narażone na uszkodzenia mechaniczne (fronty oraz brzegi szafek, szuflad i półek) są pokryte odporną na uderzenia 2 mm warstwą polipropylenu. Cokoły naszych mebli są wykonane z wodoodpornej sklejki drewnianej zabezpieczonej specjalną powłoką.

Optymalne poziomowanie

Dzięki czterem regulowanym nóżkom nasze szafki i szafy laboratoryjne na cokole mogą być precyzyjnie i stabilnie wypoziomowane.

Całkowicie wysuwane szuflady z zakrytymi prowadnicami rolek

Stalowa rama z podwójnymi ścianami zabezpieczającymi przed zabrudzeniem prowadnic rolek ma wzmocnioną konstrukcję. Dzięki temu szuflady przesuwają się dużo łatwiej niż w przypadku ścianki pojedynczej z odsłoniętymi prowadnicami. Całkowicie wysuwana szuflada zapewnia pełny dostęp do wnętrza. Opcjonalnie oferujemy system cichego domykania szuflad.

Bezpieczeństwo dla substancji niebezpiecznych

Szafy bezpieczeństwa do przechowywania butli ze sprężonymi gazami, kwasów i zasad oraz cieczy palnych spełniają wymagania odpowiednich norm.